

Изделия медицинские зондирующие, бужирующие: катетер дренажный

Артикулы: S95200008, S95200010, S95200012, S95200014, S95200016, S95200018,
S95200020, S95200022, S95200024, S95200026, S95200028, S95200030

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ), алюминий, АБС, полиэтилен
Допустимые длины: 23,5 - 42 см.
Допустимые размеры: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Ch

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для быстрого проведения не операционным путем дренажа плевральной и грудной полости, у больных с травмами грудной клетки для удаления воздуха, крови, выпота.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- врачи и медицинский персонал, имеющие соответствующую квалификацию и проинструктированные по обращению с медицинским изделием.

Медицинское изделие должно применяться в лечебно-профилактических учреждениях с соблюдением надлежащих правил асептики и антисептики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь катетер с троакаром, не нарушая его стерильность
- под местной анестезией рассечь кожу скальпелем.
- ввести троакар с катетером в дренируемую полость
- удалить троакар, зафиксировать дренаж к коже
- после проведения дренажа обработать и утилизировать катетер дренажный в установленном порядке

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для одноразового использования, не подлежит дезинфекции и стерилизации
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С
- обработка и утилизация катетера в установленном порядке



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

“ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DEHP)”



Этот продукт содержит пластификатор (DEHP). Медицинские изделия, содержащие фталаты не должны использоваться для беременных женщин, кормящих матерей и детей.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

- оксид этилена

