

Изделия медицинские зондирующие, бужирующие: катетер урологический (Фолея)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Латекс с силиконовым покрытием
Допустимые длины: 270, 400 мм.
Допустимые размеры: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Ch
Допустимый объем баллона: 3-5, 5-15, 30 мл

НАЗНАЧЕНИЕ:

Катетер урологический (Фолея) предназначен для кратковременной и длительной катетеризации мочевого пузыря, для различных медицинских манипуляций при лечении заболеваний органов мочеполовой системы до или после различных операций.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

-врачи и медицинский персонал, имеющие соответствующую квалификацию и проинструктированные по обращению с медицинским изделием.
Медицинское изделие должно применяться в лечебно-профилактических учреждениях с соблюдением надлежащих правил асептики и антисептики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для постановки через нос или рот:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь катетер, не нарушая его стерильность
- взять стерильный катетер пинцетом в правую руку ближе к дистальному концу (4-5 см)
- перед введением катетера нанести на его поверхность небольшое количество стерильного лубриканта (глицерин, вазелиновое масло)
- обработать наружные половые органы раствором антисептика
- свободный конец опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику
- соблюдая правила асептики, осторожно ввести катетер в уретру и провести в мочевой пузырь до появления мочи в просвете катетера, не прилагая чрезмерных усилий во избежание травматизации слизистых оболочек
- шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема (соответственно маркировке), используя дистиллированную воду или физраствор. Не более 5мл/15 мл/35 мл.
- закрепить катетер с помощью пластыря или тесьмы
- по окончании выведения мочи, шприцем убрать дистиллированную воду или физраствор из фиксирующего баллона, катетер извлечь
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 C

“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:
-оксид этилена

