


Inhaltsverzeichnis

Kanülen und Spritzen

NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Standardgrößen	4
NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Sondergrößen.....	5
NEODENT® dentale Ultradünnwandkanülen.....	6
ANEL Spezial – Ultradünnwandkanülen.....	7
ECOJECT® - Einmalspritzen.....	8
ECOJECT® PLUS Dreiteilige Spritze 2,5ml – 20ml.....	8
Dreiteilige Spritze PF 2,5ml – 20ml.....	9
ECOJECT® PLUS Luer-Spritze 50/60ml.....	9
ECOJECT® Safety Einmalspritzen & NEOJECT® Plus Safety Kanülen.....	10
Dispomed® Einmalspritzen Insulin.....	11
Dispomed® Einmalspritzen TBC / Heparin.....	11
ECOJECT® PLUS Dreiteilige Einmalspritzen für Infusionspumpen 50/60ml.....	12
INFUJECT® Pumpenspritzen.....	13
PERFUJECT® Pumpenspritzen.....	14
Dispomed® Wund- und Katheterspritzen 50/60 ml.....	15
Dispomed® Wund- und Katheterspritzen 100/120 ml.....	16

IV-Katheter und Perfusions-Kanülen

Dispomed® Strausskanülen.....	17
DONAFLO® Blutentnahmegerät.....	17
VASUFLO® Perfusionsbesteck.....	18
VASUFLO®-Safety Perfusionsbesteck.....	19
ECOFLO® Perfusionsbesteck.....	20
ECOFLO®-Safety Perfusionsbesteck.....	21
VASUFLO®T Venenverweilkanülen und Mandrins.....	22
VASUFLO®T-Safety / Sicherheitsvenenverweilkanülen.....	23
VASUFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins.....	24
VASUFLO®INT-Safety / Sicherheitsvenenverweilkanülen.....	25
ECOFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins.....	26



Infusionen und Drainagen

SOLUFLO® Infusionssets für Schwerkraftinfusion (G).....	27
SOLUFLO® Infusionssets für Druck- (P) und Schwerkraftinfusion (G).....	28
SOLUDROP® Infusionssets.....	29
SOLUDROP® Typ LLPGI.....	30
ECOLINE®.....	30
HEMOMED® Transfusionssets.....	31
PERFULINE® PE PVC-freie Infusionsleitungen für Spritzenpumpen.....	32
PVC Infusionsleitungen für Spritzenpumpen.....	33
DISPOMED® Heidelberger Verlängerungen.....	34
DISPOMED®LS – Verbinder.....	34
DISPOMED® Pleura Punktionsset.....	35

Dialysebedarf

DISPOMED® AVF-Dialysekanülen.....	36-37
DISPOMED® AV-Y Dialysekanülen.....	37
DISPOMED® Twinsets.....	38
DISPOMED® AVF-Patienten-Konnektoren.....	39
Übergangsstücke und Verbinder.....	39

OP und Anästhesie

Spinalkanülen nach Quincke.....	40
Spinalkanülen Pencil Point Tip.....	41
Spinalkanülen Set PT mit Führungskanüle.....	41
Introducer – Führungskanüle.....	42
Epidural-Nadeln – Nach Tuohy.....	42
Epiduralsets small.....	43
Epiduralsets medium.....	43
Epiduralsets large.....	44
DISPOMED® Biopsie Nadeln.....	45
DISPOMED® Knochenmark-Biopsie Nadeln.....	46
DISPOMED® Z-Port System.....	47
DISPOMED® Introducer Kit.....	48
DISPOMED® Port-Kanüle (INFLO).....	49
AMNIOJECT® Fruchtblasensprenger.....	49



Zubehör


DISPOMED® Dispo Spike Plus.....	50
Transflo®.....	50
DISPOMED® CareSpike Duo.....	51
DISPOMED® CareSpike Trio.....	51
DISPOMED® Injektstopfen.....	52
DISPOMED® Kombistopfen.....	52
DISPOMED® Dreiwegehähne.....	53

Laborbedarf

DISPOMED® Sinus 2000 EKG Spray.....	54
DISPOMED® Ultraschall Gel.....	54

Sanitätsbedarf

Fieberthermometer.....	55
------------------------	----



NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Standardgrößen

Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.

- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- saubere Verleimung
- Trockensilikonisierung
- Hohe Durchflussrate
- Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
- Peel-open Verpackung
- Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1



				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Nr. 1	0,90 x 40	20G x 1 1/2"	gelb	10001	100 / 3000	3043168
Nr. 2	0,80 x 40	21G x 1 1/2"	grün	10002	100 / 3000	3043174
Nr. 12	0,70 x 30	22G x 1 1/4"	schwarz	10012	100 / 3000	3043180
Nr. 14	0,60 x 30	23G x 1 1/4"	blau	10014	100 / 3000	3043197
Nr. 16	0,60 x 25	23G x 1"	blau	10016	100 / 3000	3043205
Nr. 17	0,55 x 25	24G x 1"	violett	10017	100 / 3000	3043211
Nr. 18	0,45 x 23	26G x 7/8"	braun	10018	100 / 3000	3043228
Nr. 20	0,42 x 19	27G x 3/4"	grau	10020	100 / 3000	3043234




NEOJECT® Ultradünnwandkanülen, Sondergrößen

Ultradünnwandkanülen für die Intravenöse, Intramuskuläre, subkutane oder intraarterielle Injektion.

- Präzisions-Lanzettenschliff, long bevel
- Trockensilikonisierung
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate
- Transparenter Luer-Lock Ansatz, Farbcode nach ISO Norm 6009
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Peel-open Verpackung
- Sterile EO (Ethylenoxid) gemäß ISO 11135-1




				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Insulin	0,33 x 13	29G x 1/2"	rot	10083	100 / 3000	0267507
Insulin	0,42 x 13	27G x 1/2"	grau	10127	100 / 3000	0345182
Insulin	0,45 x 13	26G x 1/2"	braun	10027	100 / 3000	3043240
TBC	0,50 x 16	25G x 5/8"	orange	10026	100 / 3000	3043257
Subkutan	0,50 x 25	25G x 1"	orange	10089	100 / 3000	0267513
Intramuskulär	0,60 x 60	23G x 3/8"	blau	10025	100 / 3000	8485238
Intramuskulär	0,70 x 25	22G x 1"	schwarz	10036	100 / 3000	0267536
Intramuskulär	0,70 x 40	22G x 1/2"	schwarz	10021	100 / 3000	8485190
Intramuskulär	0,70 x 50	22G x 2"	schwarz	10022	100 / 3000	8485209
Intramuskulär	0,80 x 25	21G x 1"	grün	10024	100 / 3000	8485221
Intramuskulär	0,80 x 50	21G x 2"	grün	10028	100 / 3000	3043263
Intramuskulär	0,90 x 25	20G x 1"	gelb	10023	100 / 3000	8485215
Intramuskulär	0,90 x 50	20G x 2"	gelb	10029	100 / 3000	3043286
Tief Intramuskulär	0,90 x 70	20G x 2 3/4"	gelb	10030	100 / 3000	3043292
Blutentnahme	1,10 x 25	19G x 1"	elfenbein	10053	100 / 3000	0267542
Blutentnahme	1,10 x 30	19G x 1 1/4"	elfenbein	10031	100 / 3000	3043300
Blutentnahme	1,10 x 40	19G x 1 1/2"	elfenbein	10032	100 / 3000	3043317
Blutentnahme	1,10 x 50	19G x 2"	elfenbein	10070	100 / 3000	0267559
Blutentnahme	1,20 x 40	18G x 1 1/2"	rosa	10033	100 / 3000	3043323
Blutentnahme	1,20 x 50	18G x 2"	rosa	10068	100 / 3000	0267588
Veterinär	1,50 x 50	17G x 2"	elfenbein	10035	100 / 3000	8485250
Veterinär	1,60 x 25	16G x 1"	weiß	10077	100 / 3000	0267654
Veterinär	1,60 x 50	16G x 2"	weiß	10076	100 / 3000	0267594
Aufzugskanüle	1,80 x 40	15G x 1 1/2"	blau-grau	10034	100 / 3000	8485244




NEODENT® dentale Ultradünnwandkanülen

- Einmalkanüle nach DIN EN ISO 7864
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Präzisionslanzetttschliff
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung
- Hohe Durchflussrate




				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
dentale Injektion	0,50 x 23	25G x 7/8"	orange	12001	100 / 3000	8485267
dentale Injektion	0,52 x 42	25G x 1 5/8"	orange	12002	100 / 3000	8485273
dentale Injektion	0,42 x 23	27G x 7/8"	grau	12003	100 / 3000	8485296
dentale Injektion	0,42 x 42	27G x 1 5/8"	grau	12004	100 / 3000	8485304
Stumpfe Kanüle zur Wurzelbehandlung	0,35 x 25	28G x 1"	blau-grün	12005	100 / 3000	0267619



ANEL Spezial - Ultradünnwandkanülen

Spezielle stumpfe Kanülen für die Augen- oder Zahnheilkunde


- Stumpfe Einmalkanülen
- Gerade (straight) oder mit Knick/curved
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Trockensilikonisierung
- Transparenter LUER/LUER LOCK Ansatz
- Farbcodiert nach DIN EN ISO 6009
- Geringes Restvolumen
- Saubere Verleimung



				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
gerade	0,40 x 18	27G x 3/4"	grau	10090	100 / 3000	0267625
gerade	0,50 x 18	25G x 3/4"	orange	10091	100 / 3000	0267631
gerade	0,60 x 18	23G x 3/4"	blau	10092	100 / 3000	0267648

Knick in 14 mm Abstand vom Ansatz, Winkel 20°

				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
mit Knick	0,40 x 18	27G x 3/4"	grau	10093	100 / 3000	0267660
mit Knick	0,50 x 18	25G x 3/4"	orange	10094	100 / 3000	0267677
mit Knick	0,60 x 18	23G x 3/4"	blau	10095	100 / 3000	0267683



ECOJECT® - Einmalspritzen

Zweiteilige Einmalspritzen, grün

- Nach DIN EN ISO 7886-1
- Präzise ablesbare Skala
- Minimales Restvolumen
- Sicherer Kolbenstopp
- Zylinder PP, hochtransparent
- Kolben PE, grün
- Steril EO (Ethylenoxid)
- Praxisgerechte Verpackung
- PVC-frei
- Luer Anschluss



	Art.Nr.	kVE / VE	PZN
2 ml zentrisch, mit 2,5 ml Graduierung	20002	100 / 2800	4676645
5 ml exzentrisch	20005	100 / 1900	4676651
10 ml exzentrisch	20010	100 / 1200	4676668
20 ml exzentrisch	20020	50 / 700	0267401

ECOJECT® PLUS Dreiteilige Spritze

3-teilige Spritzen Luer Lock mit Elastomer-Kolben

- Präzise Führung der Kolbenstange, besonders präzise Dosierfähigkeit
- Kolbenstopfen mit doppelter Dichtungslippe
- Abriebfeste, saubere Skalierung
- Latex und PVC-frei



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
ECOJECT®PLUS 2,5 ml	21004	100 / 3000	2087264
ECOJECT®PLUS 5 ml	21005	100 / 2000	2087270
ECOJECT®PLUS 10 ml	21010	100 / 1200	2087293
ECOJECT®PLUS 20 ml	21020	80 / 800	2087301

Dreiteilige Spritze PF

3-teilige Spritzen Luer Lock mit Elastomer-Kolben

- Präzise Führung der Kolbenstange, besonders präzise Dosierfähigkeit
- Kolbenstopfen mit doppelter Dichtungslippe
- Abriebfeste, saubere Skalierung
- Latex und PVC-frei



	Art.-Nr.	kVE / VE
3-teilige Spritze PF 2,5 ml	21004-1	100 / 3000
3-teilige Spritze PF 5 ml	21005-1	100 / 2000
3-teilige Spritze PF 10 ml	21010-1	100 / 1200
3-teilige Spritze PF 20 ml	21020-1	80 / 800


ECOJECT® PLUS Luer-Spritze

Luer-Spritze 50 ml, mit 60 ml Markierung

- 50/60 ml Spritze, 3tlg.,
- LUER, exzentrisch
- Skalenwert 2,0 ml
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
50/60 ml Luer-Spritze	21500	50 / 50	0890005



ECOJECT® Safety Einmalspritzen & NEOJECT® Plus Safety Kanülen

Das Sicherheitssystem von Dispomed.

ECOJECT® SAFETY Einmalspritze und NEOJECT® PLUS SAFETY bietet einen effektiven Schutz vor Nadelstichverletzungen gemäß TRBA250.

- Zweiteilige Einmalspritze Luer Lock und Einmalkanüle
- Stabile abriebfeste Skalierung
- Peel open Verpackung
- EO sterilisiert
- Klasse IIa




Ecoject® Safety 2tlg. Einmalspritze

	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
2-3 ml	20202	100 / 3000	6945753
5-6 ml	20205	100 / 2000	6945776
10-12 ml	20210	100 / 1500	6945782

Neoject® Plus Safety Kanüle

	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Nr. 1 (0,90 x 40mm) 20G x 1 1/2"	11001	100 / 3000	1152479
Nr. 2 (0,80 x 40mm) 21G x 1 1/2"	11002	100 / 3000	1152491
Nr. 12 (0,70 x 30mm) 22G x 1 1/4"	11012	100 / 3000	1152522
Nr. 14 (0,60 x 30mm) 23G x 1 1/2"	11014	100 / 3000	1152580
Nr. 16 (0,60 x 25mm) 23G x 1"	11016	100 / 3000	1152634



Dispomed® Einmalspritzen Insulin

Dreiteilige Spritzen ohne Restvolumen mit Spardorn

- Nach DIN EN ISO 8537
- LUER, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Kolben mit Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Rote Skalierung für bessere Ablesbarkeit



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
1ml Insulin U-40	ohne	Kanüle	22001	100 / 2000	3514834
1ml Insulin U-100	ohne	Kanüle	22002	100 / 2000	8494987
1ml Insulin U-40	0,45 x 13	26G x 1/2"	22003	100 / 2000	3514857
1ml Insulin U-40	0,40 x 13	27G x 1/2"	22033	100 / 2000	0267789
1ml Insulin U-40	0,33 x 13	29G x 1/2"	22023	100 / 2000	0267795
1ml Insulin U-100	0,45 x 13	26G x 1/2"	22004	100 / 2000	8494993
1ml Insulin U-100	0,40 x 13	27G x 1/2"	22005	100 / 2000	0267803
1ml Insulin U-100	0,33 x 13	29G x 1/2"	22043	100 / 2000	0267826


Dispomed® Einmalspritzen TBC / Heparin

Dreiteilige Spritzen ohne Restvolumen mit Spardorn

- Nach DIN EN ISO 8537
- LUER, zentrisch
- Kein Medikamentenverlust durch Spardorn
- Leichtgängiger, acytotoxischer Kolben
- Für TBC schwarze Skalierung, Skalenwert 0,01ml
- Für Heparin rote Skalierung, Skalenwert 0,05 ml



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
1 ml TBC	ohne	Kanüle	22006	100 / 2000	3514828
1 ml TBC mit Kanüle	0,50 x 16	25G x 5/8"	22007	100 / 2000	3514840
1 ml Heparin 25000 I.U.	ohne	Kanüle	22009	100 / 2000	0267832
1 ml Heparin 25000 I.U. mit Kanüle	0,50 x 16	25G x 5/8"	22010	100 / 2000	0267849



ECOJECT® PLUS Dreiteilige Einmalspritzen für Infusionspumpen

Ökonomische Einmalspritzen nach DIN EN ISO 7886

- Steril EO (sterilisiert mit Ethylenoxid)
- PVC-frei



ECOJECT® PLUS Perfusion


Pumpenspritzen 50 ml, mit 60 ml Markierung passend für B. Braun Perfusor und kompatible Geräte

	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Luer-Lock, transparent	21051	50 / 300	0345035
Luer-Lock, transparent, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21052	50 / 300	0345093
Luer-Lock, orangefarben für lichtsensitive Medikamente, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21064	50 / 300	6155548

ECOJECT® PLUS Infusion

Pumpenspritzen 50 ml, mit 60 ml Markierung passend für Fresenius Injectomaten und kompatible Geräte

	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Luer-Lock, transparent	21050	50 / 300	0345064
Luer-Lock, transparent, mit aufgesetzter Kanüle 1,8 x 25 mm	21054	50 / 300	0345130




INFUJECT® Pumpenspritzen

30 ml und 50/60 ml Spritzen, dreiteilig, passend für Fresenius Injectomat und compatible Geräte

- Nach DIN EN ISO 7886
- Luer Lock Ansatz, zentrisch
- Druckgeprüft bis 6 bar
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Stabile, abriebfeste Skalierung
- Zylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- latexfrei
- Kolbenstopp
- Exakte Ablesung des Spritzeninhaltes durch übersichtliche 1 ml Graduierung
- Für die Applikation lichtempfindlicher Medikamente mit orangefarbener (amber) Einfärbung
- 60 ml Markierung



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
30 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent, "Heparinspritze"			22030	100 / 600	8495099
50/60 ml mit Verschlussstopfen, ohne Kanüle , transparent			22050	50 / 300	7429930
50/60 ml, transparent, mit aufgesetzter Kanüle	1,8 x 25mm	15G x 1"	22054	50 / 300	8495047
50/60 ml, orangefarben, mit aufgesetzter Kanüle	1,8 x 25mm	15G x 1"	22064	50 / 300	8495053




PERFUJECT® Pumpenspritzen

50 ml Spritzen, dreiteilig, passend für Braun Perfusor und kompatible Geräte

- Nach DIN EN ISO 7886
- Luer Lock Ansatz, zentrisch
- Druckgeprüft bis 6 bar
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Stabile, abriebfeste Skalierung
- Zylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
- latexfrei
- Kolbenstopp
- Exakte Ablesung des Spritzeninhaltes durch übersichtliche 1 ml Graduierung
- Für die Applikation lichtempfindlicher Medikamente mit orangefarbener (amber) oder schwarzer Einfärbung



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
50 ml ohne Kanüle, transparent			22051	50 / 300	7429924
50 ml, transparent, mit aufgesetzter Kanüle	2,0 x 30mm	15G x 1 1/4"	22052	50 / 300	8495076
50 ml, schwarz, mit aufgesetzter Kanüle	1,8 x 25mm	14G x 1"	22053	50 / 300	8495082
50 ml, orangefarben, mit aufgesetzter Kanüle	1,8 x 25mm	15G x 1"	22063	50 / 300	0764269




Dispomed® Wund- und Katheterspritzen 50/60 ml

Wund-, Blasen- und Katheterspritzen, dreiteilig

- Aus Polypropylen (PP)
- latexfrei
- Leichtgängiger Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring
- Mit Kolbenstopp
- Skala abriebfest
- Skalenwert 1,0 ml
- Katheteransatz angeschrägt



Wund- und Katheterspritzen	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
50/60 ml, Gamma (R) sterilisiert nicht kompatibel mit PEG-Sonde	22008	50 / 300	0267424
50/60 ml, mit Reduzierstück (Adapter) Gamma (R) sterilisiert nicht kompatibel mit PEG-Sonde	22011	50 / 300	0761615
50/60, sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)	21008	50 / 300	0345176



Dispomed® Wund- und Katheterspritzen 100/120 ml

Wund-, Blasen- und Katheterspritzen, dreiteilig


- Mit Aspirationsgriff
- Luer Adapter
- Skala abriebfest
- Skalenwert 2,0 ml
- Material: PP, Elastomer
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



Wund- und Katheterspritzen


	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
100 ml mit geradem Katheteransatz (PF)	22101-1	50 / 50	siehe 22101
120 ml mit geradem Katheteransatz	22101	50 / 50	0269995

- Mit Aspirationsgriff
- 2x Luer Adapter
- abriebfeste Skala
- Füllvolumen 120 ml
- Skalenwert 2,0 ml
- Latexfrei
- sterilisiert mit Ethylenoxid (EO)



Wund- und Katheterspritzen

	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
120 ml mit Katheteransatz	21120	50 / 50	1876071



Dispomed® Straussskanülen

- Kanüle nach DIN EN ISO 9626
- Nadelhalter und Griffplatte aus Polypropylen
- Griffplatte geriffelt und rutschfest
- Schutzkappe aus Polyethylen
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Luer Anschluss




			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 0,9 x 43	20G x 1 ¼"	gelb	13009	100 / 1000	8485310
Kanüle 1,2 x 43	18G x 1 ¾"	rosa	13012	100 / 1000	8485327
Kanüle 1,5 x 43	17G x 1 ¾"	blau	13015	100 / 1000	8485333
Kanüle 1,8 x 43	15G x 1 ¾"	orange	13018	100 / 1000	8485356
Kanüle 2,0 x 4	14G x 1 ¾"	grün	13020	100 / 1000	8485362
unsteril / bulk					
Kanüle 1,80 x 43	15G x 1 ¾"	orange	13001	500 / 4000	-----
Kanüle 2,0 x 4	14G x 1 ¾"	Grün	13002	500 / 4000	-----

DONAFLO® Blutentnahmegerät

- Blutentnahmegerät
- Mit Venenpunktionskanüle nach Strauß
- Verbindungsleitung
- Anschlusskanüle
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung)
- gemäß ISO 11137-1




Art.-Nr.	Straussskanüle	Flaschenkanüle	Rollklemme	Schlauch	VE	PZN
51601	1,5 x 43mm blau	1,8 x 35mm rot	ohne Rollklemme	PVC-frei 60 cm	100	1267981
51602	1,8 x 43mm rot	1,8 x 35mm rot	ohne Rollklemme	PVC-frei 60 cm	100	1268762
51603	1,5 x 43mm blau	1,8 x 35mm rot	mit Rollklemme, weiß	PVC-frei 60 cm	100	1270055
51604	1,8 x 43mm rot	1,8 x 35mm rot	mit Rollklemme, weiß	PVC-frei 60 cm	100	1271899




VASUFLO® Perfusionsbesteck

Besteck zur Venenpunktion im peripheren Bereich zur Injektions- und Infusionstherapie, kurzzeitige Anwendung

- **Kanüle:** Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert, 8° zwangsgeneigt
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel, 30 cm
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe
- Steril R (Gamma sterilisiert)



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 1,2 x 19	18G x 3/4"	rosa	40018	100 / 1000	3043346
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	40019	100 / 1000	3043352
Kanüle 0,9 x 19	20G x 3/4"	gelb	40020	100 / 1000	8485439
Kanüle 0,8 x 19	21G x 3/4"	grün	40021	100 / 1000	3043369
Kanüle 0,7 x 19	22G x 3/4"	schwarz	40022	100 / 1000	3043375
Kanüle 0,6 x 19	23G x 3/4"	blau	40023	100 / 1000	3043381
Kanüle 0,5 x 19	25G x 3/4"	orange	40025	100 / 1000	3043398
Kanüle 0,4 x 19	27G x 3/4"	grau	40027	100 / 1000	0270202




VASUFLO®-Safety Perfusionsbesteck

- Perfusionsbesteck mit aktivem Nadelschutz
- Sicherheits-Clip wird über die Nadel geschoben
- Minimiert das Verletzungsrisiko für den Anwender und den Patienten
- Die VASUFLO®-Safety Perfusionsbestecke sind in den gängigen Gauge-Größen (18G-27G) mit 30cm Schlauch erhältlich
- Kanüle: Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert, 8° zwangsgeneigt
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe




GAUGE	Ø	Länge	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
18 G	1,20 mm	19 mm	46018	100 / 1000	6090719
19 G	1,10 mm	19 mm	46019	100 / 1000	6090702
20 G	0,90 mm	19 mm	46020	100 / 1000	6090725
21 G	0,80 mm	19 mm	46021	100 / 1000	6090731
22 G	0,70 mm	19 mm	46022	100 / 1000	6090748
23 G	0,60 mm	19 mm	46023	100 / 1000	6090754
25 G	0,50 mm	19 mm	46025	100 / 1000	6090760
27 G	0,40 mm	19 mm	46027	100 / 1000	6090777

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage
 z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)



ECOFLO® Perfusionsbesteck

- Ökonomisches Perfusionsbesteck wie VASUFLO , jedoch keine zwangsgeneigte Kanüle.
- Sicherheitsschlauch 30 cm
- außen trockensilikonisiert



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 1,2 x 19	18G x 3/4"	rosa	41018	100 / 1000	7429812
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	41019	100 / 1000	7429829
Kanüle 0,9 x 19	20G x 3/4"	gelb	41020	100 / 1000	7429835
Kanüle 0,8 x 19	21G x 3/4"	grün	41021	100 / 1000	7429841
Kanüle 0,7 x 19	22G x 3/4"	schwarz	41022	100 / 1000	7429858
Kanüle 0,6 x 19	23G x 3/4"	blau	41023	100 / 1000	7429864
Kanüle 0,5 x 19	25G x 3/4"	orange	41025	100 / 1000	7429870
Kanüle 0,4 x 19	27G x 3/4"	grau	41027	100 / 1000	7429887

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage

z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)

			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 1,1 x 19	19G x 3/4"	elfenbein	41036	100 / 1000	4168423




ECOFLO®-Safety Perfusionsbesteck

- Perfusionsbesteck mit aktivem Nadelschutz
- Sicherheits-Clip wird über die Nadel geschoben
- Minimiert das Verletzungsrisiko für den Anwender und den Patienten
- Die ECOFLO®-Safety Perfusionsbestecke sind in den gängigen Gauge-Größen (18G-27G) mit 30cm Schlauch erhältlich
- Kanüle: Präzisionsschliff, innen und außen trockensilikonisiert
- Sicherheitsschlauch: knickfest, flexibel
- Farbliche Größenkennzeichnung
- Luer Lock Ansatz mit Verschlusskappe



GAUGE			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
18 G	1,20 mm	rosa	47018	100 / 1000	2087324
19 G	1,10 mm	elfenbein	47019	100 / 1000	2087330
20 G	0,90 mm	gelb	47020	100 / 1000	2087353
21 G	0,80 mm	grün	47021	100 / 1000	2087376
22 G	0,70 mm	schwarz	47022	100 / 1000	2087399
23 G	0,60 mm	blau	47023	100 / 1000	2087407
25 G	0,50 mm	orange	47025	100 / 1000	2087436
27 G	0,40 mm	grau	47027	100 / 1000	2087442

unsteril / bulk oder andere Schlauchlängen auf Anfrage
 z. B. mit 10 cm Schlauch (steril)



VASUFLO®T Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Radioopaque (röntgenfähig)
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Luer-Lock Ansatz
- Passgenaue und farbcodierte Mandrins für alle Größen
- Für Piercing geeignet




			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 2,0 x 51	14G x 2"	orange	43014	50 / 1000	0270219
Kanüle 1,75 x 51	16G x 2"	grau	43016	50 / 1000	0270225
Kanüle 1,5 x 51	17G x 2"	weiß	43017	50 / 1000	0270231
Kanüle 1,3 x 51	18G x 2"	grün	43018	50 / 1000	0270248
Kanüle 1,3 x 32	18G x 2"	grün	43019	50 / 1000	2451416
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 ¼"	rosa	43020	50 / 1000	0270254
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	blau	43022	50 / 1000	0270260
Kanüle 0,74 x 19	24G x ¾"	gelb	43024	50 / 1000	0270277
Kanüle 0,64 x 19	26G x ¾"	violett	43026	50 / 1000	2451422

Mandrins für VASUFLO®T

- Mandrin aus Polypropylen
- Luer-Lock Ansatz

		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
14G	orange	43114	50 / 2000	8495969
16G	grau	43116	50 / 2000	8495975
17G	weiß	43117	50 / 2000	8495981
18G (Länge 51 mm)	grün	43118	50 / 2000	8495998
18G (Länge 32 mm)	grün	43119	50 / 2000	2476244
20G	rosa	43120	50 / 2000	8496006
22G	blau	43122	50 / 2000	8496012
24G	gelb	43124	50 / 2000	8485385




VASUFLO®T-Safety / Sicherheitsvenenverweilkanülen

Peripherer i.V.-Katheter nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Radioopaque (röntgenfähig)
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Luer-Lock Ansatz
- Passgenaue und farbcodierte Mandrins für alle Größen
- Für Piercing geeignet




				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle	1,3 x 45	18G x 2"	grün	48018	50 / 1000	1240864
Kanüle	1,0 x 32	20G x 1 ¼"	rosa	48020	50 / 1000	1240887
Kanüle	0,9 x 25	22G x 1"	blau	48022	50 / 1000	1240893
Kanüle	0,7 x 19	24G x ¾"	gelb	48024	50 / 1000	1240924



VASUFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter mit Zuspritzventil nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Ausgezeichnete Fixierung auf der Haut
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Longitudinales Zuspritzventil
- Luer-Lock Ansatz
- Spezieller Facettenschliff und Katheterausformung für minimales Punktionstrauma
- Passgenaue und farbcodierte [Mandrins](#) für alle Größen




				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 2,0 x 45	14G x 1 ¾"	14G	orange	42014	50 / 500	0270136
Kanüle 1,75 x 45	16G x 1 ¾"	16G	grau	42016	50 / 500	0270142
Kanüle 1,5 x 45	17G x 1 ¾"	17G	weiß	42017	50 / 500	0270159
Kanüle 1,3 x 45	18G x 1 ¾"	18G	grün	42018	50 / 500	0270165
Kanüle 1,3 x 32	18G x 1 ¼"	18G	grün	42019	50 / 500	2451333
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 ¼"	20G	rosa	42020	50 / 500	0270171
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	22G	blau	42022	50 / 500	0270188
Kanüle 0,74 x 19	24G x ¾"	24G	gelb	42024	50 / 500	3179117
Kanüle 0,64 x 19	26G x	26G	violett	42026	50 / 500	0349837

Mandrins für VASUFLO®INT und ECOFLO® INT

- Mandrin aus Polypropylen
- Luer-Lock Ansatz

		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
14G	orange	42114	50 / 500	8495892
16G	grau	42116	50 / 500	8495900
17G	weiß	42117	50 / 500	8495917
18G (Länge 45 mm)	grün	42118	50 / 500	8495923
18G (Länge 32 mm)	grün	42119	50 / 500	2451385
20G	rosa	42120	50 / 500	8495946
22G	blau	42122	50 / 500	8495952
24G	gelb	42124	50 / 500	8485379




VASUFLO®INT-Safety / Sicherheitsvenenverweilkanülen

Peripherer i.V.-Katheter mit Zuspritzventil nach DIN EN ISO 10555-5

- Dünnwandiger Katheter aus Teflon (FEP) für hohe Durchflussraten
- Ausgezeichnete Fixierung auf der Haut
- Farbcodiert nach ISO-Norm
- Longitudinales Zuspritzventil
- Luer-Lock Ansatz
- Spezieller Facettenschliff und Katheterausformung für minimales Punktionstrauma
- Passgenaue und farbcodierte [Mandrins](#) für alle Größen



				Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 1,3 x 45	18G x 1 ¾"	18G	grün	49018	50 / 500	0066743
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 ¼"	20G	rosa	49020	50 / 500	0068587
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	22G	blau	49022	50 / 500	0068593
Kanüle 0,7 x 19	24G x ¾"	24G	gelb	49024	50 / 500	0068601



ECOFLO®INT Venenverweilkanülen und Mandrins

Peripherer i.V.-Katheter mit Zuspritzventil nach DIN EN ISO 10555-5

- Katheter aus **Polyurethan (PUR)**
- Neuer Komfort für den Patienten: das thermosensitive Material (PUR) wird bei Körpertemperatur weicher und passt sich dem Venensystem an
- Röntgenfähig
- Geringeres Thromboserisiko
- Sehr hohe Gewebeverträglichkeit
- Longitudinales Injektionsventil
- Luer-Lock Ansatz
- Spezieller Facettenschliff und Katheterausformung für minimales Punktionstrauma
- passende Mandrins



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kanüle 2,0 x 45	14G x 1 ¾"	orange	44014	50 / 500	0268145
Kanüle 1,75 x 45	16G x 1 ¾"	grau	44016	50 / 500	0268151
Kanüle 1,5 x 45	17G x 1 ¾"	weiß	44017	50 / 500	0268168
Kanüle 1,3 x 45	18G x 1 ¾"	grün	44018	50 / 500	0268174
Kanüle 1,3 x 32	18G x 1 ¼"	grün	44019	50 / 500	2451362
Kanüle 1,0 x 32	20G x 1 ¼"	rosa	44020	50 / 500	0268180
Kanüle 0,9 x 25	22G x 1"	blau	44022	50 / 500	0268197
Kanüle 0,74 x 19	24G x ¾"	gelb	44024	50 / 500	0268205
Kanüle 0,64 x 19	26G x ¾"	violett	44026	50 / 500	0764134

Mandrins für VASUFLO®INT und ECOFLO® INT

- Mandrin aus Polypropylen
- Luer-Lock Ansatz

		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
14G	orange	42114	50 / 500	8495892
16G	grau	42116	50 / 500	8495900
17G	weiß	42117	50 / 500	8495917
18G (Länge 45 mm)	grün	42118	50 / 500	8495923
18G (Länge 32 mm)	grün	42119	50 / 500	2451385
20G	rosa	42120	50 / 500	8495946
22G	blau	42122	50 / 500	8495952
24G	gelb	42124	50 / 500	8485379



SOLUFLO® Infusionssets für Schwerkraftinfusion (G)

Infusionsbesteck zum einmaligen Gebrauch gemäß ISO 8536-4 G (Schwerkraft)

- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter: 15µm Porengröße; 120 mm² Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Schlauch: Außendurchmesser 4,10mm; Innendurchmesser 3,00 mm
- Durchflussregler (blau)
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung) gemäß ISO 11137-1



Produktvariationen:

L = Luer

LL = Luer Lock

Vet = für Veterinäre


Artikel Nr.	Typ			Schlauchlänge	kVE / VE	PZN
60009	L	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	0270337
60005	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	0270343
60518	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	180 cm	100 / 100	2761973
60018	LVet	Tropfkammer ohne Flüssigkeitsfilter; mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	2762837
60017	LLVet	Tropfkammer ohne Flüssigkeitsfilter; mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	100 / 100	2762820
60055	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC	150 cm	100 / 100	0950902
60059	L	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC	150 cm	100 / 100	
60521	LL	Soluflo: Artikel 60005 mit Ecoflo Perfusionsbesteck 21G x 3/4" (0,8x19mm)	60005: PVC-frei Ecoflo: PVC	150 cm; 30 cm	100 / 100	2762866
60619	LL	Soluflo: Artikel 60005 mit Ecoflo Safety Perfusionsbesteck 19G x 3/4" (1,1x19mm)	60005: PVC-frei Ecoflo: PVC	150 cm; 10 cm	100 / 100	7326816



SOLUFLO® Infusionssets für Druck- (P) und Schwerkraftinfusion (G)

Infusionsbestecke zum einmaligen Gebrauch gemäß ISO 8536-4 G (Schwerkraft) gemäß ISO 8536-8 P (Druck)

- P für Druckinfusion (Pressure) und Schwerkraftinfusion
- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter: 15µm Porengröße; 120mm² Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Schlauch: Außendurchmesser 4,10 mm; Innendurchmesser 3,00mm
- Durchflussregler
- Alle Produktvarianten sind Latex-frei
- Steril R (Gammabestrahlung) gemäß ISO 11137-1



Produktvariationen:


L = Luer

LL = Luer Lock

P = für Druckinfusion (Farbe des Durchflussreglers: orange)

V = für Rückschlagventil (Farbe des Rädchens innerhalb des Durchflussreglers: orange; Schutzkappe für Luer Lock Adapter: orange)

Artikel Nr.	Typ	Schlauchlänge	Zuspritz- möglichkeit		kVE / VE	PZN
60012	LLP	150cm		PVC	100 / 100	2762889
60913	LLP	190cm		PVC	100 / 100	2762895
60014	LLVP	150cm		PVC-frei	100 / 100	2762725
61214	LLVP	175cm		PVC	100 / 100	
60214	LLVP	180cm		PVC	100 / 100	
60006	YLLP	150cm	Y-port	PVC	100 / 100	0270366
60618	YLLP	180cm	Y-port	PVC	100 / 100	2762903




SOLUDROP® Infusionssets

Infusionsbestecke nach ISO 8536-4 / DIN 58362

- Mit Haltering z.B. für Tropfenzähler
- Mit hydrophobem Belüftungsfilter
- Für Beutel und Flaschen
- Luer-Lock und Luer Ansatz
- 15µm Flüssigkeitsfilter
- Standardschlauch 150 cm
- Steril R (Gamma sterilisiert)
- Die lange und flexible Tropfkammer ermöglicht ein schnelles und leichtes Einstellen des Flüssigkeitsspiegels



		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
G Typ L	Luer, Latexfreier-Verbinder, PVC-frei	60002	100 / 100	8495343
G Typ LL	Luer-Lock, Latexfreier-Verbinder, PVC-frei	60001	100 / 100	2762932
P Typ LL	Luer-Lock, druckfest, PVC	60000	100 / 100	8495337



SOLUDROP® Typ LLPGI

mit Pumpensegment aus Silikon für die Druckinfusion mit Infusionspumpen

- Schlauchlänge: 250 cm
- LUER-LOCK
- Einsetzbar mit den meisten Infusionspumpen (zugelassen z. B. Für Braun-Secura, Fresenius-Volumed VP, MCM 504, Argus-200, etc.)
Liste auf Anfrage



		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
P Typ LLPGI	Luer-Lock, druckfest, mit Pumpensegment	60021	80 / 80	8495343

Legende:

L = Luer LL = Luer Lock P = Druckinfusion V = Rückschlagventil G = Schwerkraftinfusion


ECOLINE®

Infusionsbestecke nach ISO 8536 / DIN 58362

- Beidseitiger Luer-Lock-Anschluß, männlich
- Steril R (Gamma sterilisiert)



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Mit latexfreier Zuspritzmöglichkeit	51800	100 / 100	8495834
Ohne zusätzl. Zuspritzmöglichkeit	51900	100 / 100	8495840



HEMOMED® Transfusionssets

Transfusionsbesteck für Blutbeutel nach DIN 58360-1 und ISO 1135-4


- Lange Tropfkammer
- 200 µm Blutfilter
- Injektionszwischenstück (latexfrei)
- Sterile R (Gamma sterilisiert)
- Präzisions-V-Rollklemme
- Luer und Luer-Lock Ansatz
- Standardschlauch 150cm



		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
mit Belüftung	BLL	60003	100 / 100	0270308
ohne Belüftung	LL	60011	100 / 100	0270314
ohne Belüftung, ohne Injektionszwischenstück	LLP	60111	100 / 100	2763104
#60111	einsetzbar mit Druckmanschette			

Legende:

L = Luer, LL = Luer Lock, P = Druckinfusion, B = Belüftung, N = Kanüle



PERFULINE® PE PVC-freie Infusionsleitungen für Spritzenpumpen

Infusionsleitungen nach ISO 8536 / DIN 58362-SL-P

- Umweltfreundlich, da **PVC-frei**
- Medikamentenwirkstoffe sind voll verfügbar, da keine AD- oder Absorption
- Luer-Lock und Luer Ansätze mit Schutzkappe
- Kompatibel für alle Geräte, bei denen der Hersteller Standard-Infusionsleitungen nach DIN/ISO zulässt (z.B. bei Braun Perfusor)
- Druckfest bis 500 kPa (5 bar)





Material	mm	Länge	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
PE	1,0 x 2,0	150cm	transparent	50155	100 / 200	3364955
PVC frei	1,5 x 2,6	150cm	transparent	50160	100 / 200	4168759
PVC frei	1,5 x 2,7	200cm	transparent	50202	100 / 200	8485155
Für lichtempfindliche Medikamente						
PE	1,0 x 2,0	150cm	orange	50166	100 / 200	3365067




PVC Infusionsleitungen für Spritzenpumpen

Infusionsleitungen aus PVC nach ISO 8536 / DIN 58362-SL-P

- Luer-Lock und Luer Ansätze mit Schutzkappe
- Kompatibel für alle Geräte, bei denen der Hersteller Standard-Infusionsleitungen nach DIN/ISO zulässt (z.B. bei Braun Perfusor)
- Druckfest bis 500 kPa (5 bar)
- Steril R (Gamma sterilisiert)



	mm	Länge	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,6	70 cm	transparent	50070	100 / 1000	8485095
	1,5 x 2,7	150 cm	transparent	50150	100 / 1000	7429947
	1,5 x 2,7	200 cm	transparent	50200	100 / 1000	8485103
	1,5 x 2,6	300 cm	transparent	50300	100 / 1000	3365009
Für lichtempfindliche Medikamente						
	1,5 x 2,6	150 cm	amber	50152	100 / 1000	3364949
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,6	150 cm	schwarz	50151	100 / 1000	8485126
steril EO (Ethylenoxid)	1,5 x 2,6	200 cm	schwarz	50201	100 / 1000	8485132



DISPOMED® Heidelberger Verlängerungen

Infusionsverlängerungen

- Zur Verlängerung für Infusions- und Transfusionsleitungen
- Luer-Lock m/w
- Größerer Innendurchmesser als bei PERFULINE® ermöglicht höhere Durchflussraten
- Steril R (Gamma sterilisiert)



mm	Länge	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
3 x 4	15cm	51115	100 / 100	0267861
3 x 4	30cm	51130	100 / 100	0267878
3 x 4	70cm	51070	100 / 100	8495780
3 x 4	150cm	51150	100 / 100	8495797
3 x 4	200cm	51200	100 / 100	8495805

DISPOMED®LS - Verbinder

- LS-Verbinder für Simultan-Infusion bis zu sieben Anschlüssen
- Zur Verlängerung von Dialyseschläuchen
- Flexible Sicherheitsschläuche, nicht kollabierbar
- Luer-Lock m/w
- Steril R (Gamma sterilisiert)



		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
LLÖS	2-fach Verbinder	51002	100 / 1000	3180267
LLÖS	3-fach Verbinder	51003	100 / 1000	3180273
LLÖS	4-fach Verbinder	51004	100 / 1000	3180296
LLÖS	5-fach Verbinder	51005	100 / 1000	3180304

Legende:

OS = SL-Verbinder, LL = Luer Lock




DISPOMED® Pleura Punktionsset

Komplettes, geschlossenes System bestehend aus:

- Sekretbeutel 1500 ml oder 2000 ml
- Einmalspritze 50 ml Luer-Lock
- Drei-Wege-Hahn
- 30 cm Schlauch, beidseitig Luer-Lock (männlich)
- Pleurapunktionskanüle 1,8 x 80 mm
- Sicherheitsverpackung (Doppelblister)



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
DISPOMED® Pleura-Punktionsset, 1500 ml	80050	40 / 40	3323519
DISPOMED® Pleura-Punktionsset, 2000 ml	80051	40 / 40	4168914



DISPOMED® AVF-Dialysekanülen

Dialysekanülen für den Gefäßzugang bei der Hämadialyse, Hämofiltration und Hämodiafiltration

- kurzzeitige, einmalige Anwendung (< 5 Tage)
- hohe Durchflussrate
- geringes Punktionstrauma
- schneller Wundverschluss aufgrund Trockensilikonisierung
- flexibler Sicherheitsschlauch, nicht kollabierbar
- Farbcodiert nach Größen und arteriell / venös
- Luer Lock Ansatz
- steril R (Gamma sterilisiert)

arteriell (rot) venös (blau)

AV - BK AV - DK

AV - BL AV - DL



Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
15G 1,8 x 25	15 cm, 6"	DK	gelb	30151	50 / 500	8495538
15G 1,8 x 25	15 cm, 6"	BK	gelb	30152	50 / 500	8495544
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	DL	gelb	30153	50 / 500	8495550
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	BL	gelb	30154	50 / 500	8495567
15G 1,8 x 20	15 cm, 6"	BK	gelb	30155	50 / 500	4168920
15G 1,8 x 20	15 cm, 6"	DK	gelb	30156	50 / 500	4168937
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	BL	gelb	30157	50 / 500	4168943
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	DL	gelb	30158	50 / 500	4168966
15G 1,8 x 15	15 cm, 6"	DK	gelb	30159	50 / 500	4168972
15G 1,8 x 15	15 cm, 6"	BK	gelb	30259	50 / 500	4168989
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	DK	grün	30167	50 / 500	8495656
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	BK	grün	30168	50 / 500	8495662
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	DK	grün	30165	50 / 500	8495604
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	BK	grün	30166	50 / 500	8495610
16G 1,6 x 20	30 cm, 12"	DL	grün	30161	50 / 500	8495573
16G 1,6 x 20	30 cm, 12"	BL	grün	30162	50 / 500	8495596
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	DL	grün	30163	50 / 500	8495627
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	BL	grün	30164	50 / 500	8495633
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	DK	grün	30267	50 / 500	4168995
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	BK	grün	30268	50 / 500	4169003



17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	DK	weiß	30171	50 / 500	0268553
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	BK	weiß	30172	50 / 500	8495691
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	DL	weiß	30173	50 / 500	8495716
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	BL	weiß	30174	50 / 500	8495722
17G 1,5 x 25	30 cm, 12"	BL	weiß	30175	50 / 500	0268576
17G 1,5 x 15	15 cm, 6"	BK	weiß	30176	50 / 500	8495739
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	DK	weiß	30177	50 / 500	8495679
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	BK	weiß	30178	50 / 500	8495685
17G 1,5 x 15	15 cm, 6"	DK	weiß	30179	50 / 500	8495745
17G 1,5 x 15	30 cm, 12"	DL	weiß	30187	50 / 500	0268582


Legende:

AVF = Arterio-Venous-Fistula, K = kurzer Schlauch, L = langer Schlauch, B = back eye (arteriell) D = Dialyse (venös)

DISPOMED® AV-Y Dialysekanülen

Unipunkturadeln (für "single-needle technique")


- Beschreibung: siehe [AVE](#), jedoch mit arterieller Nadel (back-eye)
- 10 cm Schlauch
- Steril R (Gamma sterilisiert)



Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
15G 1,8 x 25	10cm, 4"	AV-Y	gelb	30150	50 / 500	8495751
16G 1,6 x 20	10cm, 4"	AV-Y	grün	30190	50 / 500	0268530
16G 1,6 x 25	10cm, 4"	AV-Y	grün	30160	50 / 500	8495768
17G 1,5 x 20	10cm, 4"	AV-Y	weiß	30170	50 / 500	8495774
17G 1,5 x 25	10cm, 4"	AV-Y	weiß	30169	50 / 500	0268547


Legende:

AVF = Arterio-Venous-Fistula , K = kurzer Schlauch, L = langer Schlauch, B = back eye (arteriell), D = Dialyse (venös)




DISPOMED® Twinsets

- arterielle und venöse AVF-Nadeln in einer Blister-Packung
- Beschreibung: siehe AVF-Dialysekanülen




Größe der Kanülen	Schlauchlänge	Typ	Farbe	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
15G 1,8 x 15	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30253	50 / 500	4168848
15G 1,8 x 20	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30186	50 / 500	4168854
15G 1,8 x 25	30 cm, 12"	DL-BL	gelb	30188	50 / 500	4168860
16G 1,6 x 15	15 cm, 6"	DL-BL	grün	30261	50 / 500	4170762
16G 1,6 x 20	15 cm, 6"	DK-BK	grün	30181	50 / 500	0268464
16G 1,6 x 25	15 cm, 6"	DK-BK	grün	30180	50 / 500	0268470
16G 1,6 x 25	30 cm, 12"	DL-BL	grün	30184	50 / 500	0268493
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	DK-BK	weiß	30182	50 / 500	0268501
17G 1,5 x 20	30 cm, 12"	DL-BL	weiß	30185	50 / 500	0268518
17G 1,5 x 25	15 cm, 6"	DK-BK	weiß	30183	50 / 500	0268524
17G 1,5 x 20	15 cm, 6"	BK-BK	weiß	30189	50 / 500	4168877



DISPOMED® AVF-Patienten-Konntektoren

wie AVF-Dialysekanülen, jedoch ohne Nadel mit Luer-Lock Ansatz, männlich



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
AVF-Patienten-Konnektor rot	31002	50 / 500	8495308

Legende:

K = kurzer Schlauch, L = langer Schlauch, B = back eye (arteriell), D = Dialyse (venös)


Übergangsstücke und Verbinder

- Übergangsstück LuerLock
- PVC-Schlauch
- verschiedene Adapter und Größen
- Steril (EO)



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Übergangsstück LuerLock, Female-Female, 5 cm	51008	100 / 100	2506703
Übergangsstück LuerLock, Male-Female, 5 cm	51009	100 / 100	2506726
Übergangsstück LuerLock, Male-Female, 10 cm	51010	100 / 100	2506689
Übergangsstück LuerLock, Male-Male, 5 cm	51011	100 / 100	2506695


Andere Größen und Anschlüsse auf Anfrage.




Spinalkanülen nach Quincke

Spinalkanülen nach Quincke. Punktionsnadeln nach Quincke zur Spinalanästhesie

- Mit Edelstahl-Mandrin
- Griffstück mit handhabungsgerechter Form
 - sichert präzise Führung
- Transparentes Griffstück erlaubt sofortige Kontrolle
 und vermeidet Liquorverlust
- Kerbenmarkierung am Ansatz zeigt korrekte
 Schliffposition an
- Farbkodiert nach DIN EN ISO 6009
- Luer-Lock Ansatz
- Steril, pyrogenfrei und atoxisch
- Frei von Schwermetallen



			Art.-Nr.	kVE	PZN
1,25 x 70	18G x 2 3/4"	rosa	11187-1	20 / 1000	7659908
1,25 x 90	18G x 3 1/2"	rosa	11189-1	20 / 1000	7659943
1,10 x 70	19G x 2 3/4"	elfenbein	11197-1	20 / 1000	7659989
1,10 x 90	19G x 3 1/2"	elfenbein	11199-1	20 / 1000	7660018
0,90 x 38	20G x 1 1/2"	gelb	11203-1	20 / 1000	7660047
0,90 x 70	20G x 2 3/4"	gelb	11207-1	20 / 1000	7660082
0,90 x 90	20G x 3 1/2"	gelb	11209-1	20 / 1000	7660113
0,90 x 120	20G x 4 3/4"	gelb	11210-1	10 / 1000	7660159
0,90 x 150	20G x 6"	gelb	11211-1	10 / 1000	7660188
0,80 x 70	21G x 2 3/4"	grün	11217-1	20 / 1000	7660194
0,80 x 90	21G x 3 1/2"	grün	11219-1	20 / 1000	7660202
0,80 x 120	21G x 4 3/4"	grün	11220-1	10 / 1000	7660219
0,80 x 150	21G x 6"	grün	11222-1	10 / 1000	7660260
0,70 x 38	22G x 1 1/2"	schwarz	11223-1	20 / 1000	7660277
0,70 x 70	22G x 2 3/4"	schwarz	11227-1	20 / 1000	7660283
0,70 x 90	22G x 3 1/2"	schwarz	11229-1	20 / 1000	7660308
0,7 x 110	22G x 4"	schwarz	11221-1	10 / 1000	7660314
0,70 x 120	22G x 4 3/4"	schwarz	11231-1	10 / 1000	7660320
0,70 x 150	22G x 6"	schwarz	11232-1	10 / 1000	7660337
0,65 x 70	23G x 2 3/4"	blau	11237-1	20 / 1000	7660343
0,65 x 90	23G x 3 1/2"	blau	11239-1	20 / 1000	7660366
0,55 x 90	24G x 3 1/2"	pink	11255-1	20 / 1000	7660372
0,50 x 70	25G x 2 3/4"	orange	11257-1	20 / 1000	7660389
0,50 x 90	25G x 3 1/2"	orange	11259-1	20 / 1000	7660395
0,45 x 90	26G x 3 1/2"	braun	11269-1	20 / 1000	7660403
0,40 x 90	27G x 3 1/2"	grau	11279-1	20 / 1000	7660484



Spinalkanülen Pencil Point Tip

Punktionsnadel Pencil Point Tip zur atraumatischen Spinalanästhesie


- Mit Edelstahl-Mandrin
- Griffstück mit handhabungsgerechter Form
- sichert präzise Führung
- Transparentes Griffstück erlaubt sofortige Kontrolle und vermeidet Liquorverlust
- Kerbenmarkierung am Ansatz zeigt korrekte Schliffposition an
- Farbkodiert nach DIN ES ISO 6009
- Luer-Lock Ansatz
- Autoklavierbar bis 121°C
- Auch zur Fruchtwasseruntersuchung geeignet
- Die Bleistift ähnliche Spitze nach Whitacre minimiert den postspinalen Kopfschmerz



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
0,90 x 90	20G x 3 1/2 "	gelb	11920-1	20 / 1000	7660969
0,80 x 90	21G x 3 1/2"	grün	11921-1	20 / 1000	7660975
0,70 x 90	22G x 3 1/2"	schwarz	11922-1	20 / 1000	7660981
0,70 x 120	22G x 4 3/4"	schwarz	11923-1	20 / 1000	7661791
0,65 x 90	23G x 3 1/2"	blau	11924-1	20 / 1000	7660998
0,55 x 90	24G x 3 1/2"	pink	11928-1	20 / 1000	7661940
0,50 x 70	25G x 2 3/4"	orange	11929-1	20 / 1000	7662448
0,50 x 90	25G x 3 1/2"	orange	11925-1	20 / 1000	7662477
0,40 x 90	27G x 3 1/2"	grau	11927-1	20 / 1000	7662537
0,40 x 103	27G x 4"	grau	11930-1	20 / 1000	7699428


Spinalkanülen Set PT mit Führungskanüle

			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
0,70 x 90; 22G x 3 1/2"	Führungskanüle 1,2 x 38 mm	schwarz	11914-1	20 / 1000	7662589
0,50 x 90; 25G x 3 1/2"	Führungskanüle 0,8 x 38 mm	orange	11915-1	20 / 1000	7662661
0,50 x 120; 25G x 4 3/4"	Führungskanüle 0,8 x 38 mm	orange	11916-1	50 / 1000	7662678
0,45 x 90; 26G x 3 1/2"	Führungskanüle 0,8 x 38 mm	braun	11917-1	20 / 100	7662690
0,45 x 120; 26G x 4 3/4"	Führungskanüle 0,8 x 38 mm	braun	11918-1	50 / 100	7662715
0,40 x 90; 27G x 3 1/2"	Führungskanüle 0,7 x 38 mm	grau	11927-1	20 / 1000	7662721



Introducer - Führungskanüle

Wie Spinalkanüle, jedoch kürzer und mit Facettenschliff



		Für Spinalkanüle	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
1,20 x 38	18G x 1 1/2"	22G, 23G und 24G	11183-1	20 / 1000	7660834
1,20 x 65	18G x 2 3/4"	22G, 23G und 24G	11184-1	20 / 1000	7660840
0,80 x 38	21G x 1 1/2"	25G und 26G	11185-1	20 / 1000	7660857
0,80 x 65	21G x 2 3/4"	25G und 26G	11186-1	20 / 1000	7660892
0,70 x 38	22G x 1 1/2"	27G	11188-1	20 / 1000	7660900
0,70 x 65	22G x 2 3/4"	27G	11182-1	20 / 1000	7660917

Epidural-Nadeln - Nach Tuohy

Kanüle zur Epiduralanästhesie (Periduralanästhesie) Nach Tuohy

- Sicherer Griff, abnehmbare Griffplatte
- Mandrin aus Polyethylen (auf Anfrage mit Stahl Mandrin)
- Kanüle mit Graduierung zur Kontrolle der Einstichtiefe
- Farbkodiert



			Art.-Nr.	kVE / VE
1,70 x 90	16G x 3 1/2"	grau	15169	50 / 900
1,35 x 80	18G x 3 1/4"	rot	15188	50 / 900
1,35 x 90	18G x 3 1/2"	rot	15189	50 / 900



Epiduralsets small

Kathetersets zur kontinuierlichen Epiduralanästhesie und zur Nachbehandlung nach operativen Eingriffen

- Tuohy Nadeln 16 G und 18 G
- Mandrin (Stilet) aus Polyethylen (PE)
- Polyamid-Katheter 900 mm
- Adapter: Tuohy-Borst




		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
1,35 x 90	18G x 3 1/2"	80016	25 / 450	0267453
1,70 x 90	16G x 3 1/2"	80046	25 / 450	4169061

Epiduralsets medium

Kathetersets zur kontinuierlichen Epiduralanästhesie und zur Nachbehandlung nach operativen Eingriffen

- wie Epiduralset small, jedoch zusätzlich mit:
Mikroflachfilter 0,22 µm, 4,3 cm²



		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
1,35 x 90	18G x 3 1/2"	80017	25 / 450	0267430
1,70 x 90	16G x 3 1/2"	80047	25 / 450	4169090



Epiduralsets large

Kathetersets zur kontinuierlichen Epiduralanästhesie und zur Nachbehandlung nach operativen Eingriffen

- wie Epiduralset medium, jedoch zusätzlich mit:
 Luer-Lock Spritze (PP + PE) 10 ml mit Polymer-Kolben (latexfrei)



		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
1,35 x 90	18G x 3 1/2"	80118	25 / 450	8495277
1,70 x 90	16G x 3 1/2"	80048	25 / 450	4169121



DISPOMED® Biopsie Nadeln

Für Weichteil - Biopsie
Zur Entnahme von Gewebeprobe



		Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
2,10 x 75 mm	14G x 3"	70007	1 / 50	8495107
2,10 x 114 mm	14G x 4 1/2"	70008	1 / 50	8495113
2,10 x 152 mm	14G x 6"	70009	1 / 50	8495136
2,10 x 200 mm	14G x 8"	70010	1 / 50	8495142
1,60 x 75 mm	16G x 3"	70022	1 / 50	8495159
1,60 x 114 mm	16G x 4 1/2"	70023	1 / 50	8495165
1,60 x 152 mm	16G x 6"	70024	1 / 50	8495171
1,20 x 75 mm	18G x 3"	70025	1 / 50	8495188
1,20 x 114 mm	18G x 4 1/2"	70026	1 / 50	8495194
1,20 x 152 mm	18G x 6"	70027	1 / 50	8495202



DISPOMED® Knochenmark-Biopsie Nadeln

Für Knochenmarks – Biopsie Zur Entnahme von Knochenmark

- Leichte Handhabung
- Geringer Widerstand



		Art.-Nr.	kVE / VE
3,50 x 100 mm	9G x 10 cm	70050	1 / 20
3,50 x 150 mm	9G x 15 cm	70051	1 / 20
3,00 x 100 mm	11G x 10 cm	70052	1 / 20
3,00 x 150 mm	11G x 15 cm	70053	1 / 20
2,40 x 100 mm	13G x 10 cm	70054	1 / 20
2,40 x 150 mm	13G x 15 cm	70055	1 / 20



DISPOMED® Z-Port System

Kathetersysteme und Einführbestecke Implantierbares Katheter-System für die Langzeittherapie

- Ermöglicht wiederholte Blutentnahmen, Bolus-Injektionen, Dauerinfusionen
- Bestehend aus:
- Reservoir aus Polysulfon mit Septum aus hochwertigem Silikon, röntgenfähig
- Katheter aus röntgenfähigem Silikon mit Längengraduierung
- Knickschutz aus PUR, röntgenfähig
- 10 ml Spritze, Luer-Lock
- Hubernadel und Standardkanüle 22G
- Vorteile:
- Patientenfreundlich zu implantieren und fixieren, nur ein Schnitt nötig
- Nach Implantierung sofort nutzbar
- Hochwertiges Septum ermöglicht Nutzung normaler Kanülen (bis zu 1000 Punktionen mit Nr. 12/22 G)
- Leicht und keine magnetischen Resonanzen-Interferenzen (MRI) bei bildgebender Diagnostik
- Katheter mit Graduierung



			Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Z-Port F6	1,0 x 1,9 mm	50 cm	92116	1 / 1	7352707
Z-Port F7	1,1 x 2,2 mm	90 cm	92187	1 / 1	7352713
Z-Port F8	1,2 x 2,6 mm	90 cm	92188	1 / 1	7352736




DISPOMED® Introducer Kit

- Einführbesteck System nach Seldinger zur Gefäßpunktion und Gefäßerweiterung mit Dilatator für Z-Ports
- Führungsdraht 0,038"



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Introducer Typ F6	93116	1 / 20	8485623
Introducer Typ F7	93117	1 / 20	8485646
Introducer Typ F8	93118	1 / 20	8485652



DISPOMED® Port-Kanüle (INFLO)

Neuartige gebogene "Huber-Nadel" zur sicheren Punktion von Portsystemen Nicht stanzende, gebogene Spezialnadel

- klein und besonders flach, sehr komfortable und präzise Handhabung
- gute Sichtkontrolle der Punktionsstelle
- Spezialschliff verhindert das Ausstanzen von Silikonpartikeln aus implantierten Portsystemen und gewährt eine verlängerte Lebensdauer des Implantates.



Gauge	Länge x Ø Außen	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
22G	24 x 0,7 mm	93995	20 / 120	4168802
22G	19,5 x 0,7 mm	93990	20 / 120	4168794
22G	14 x 0,7 mm	93985	20 / 120	4168788
20G	31,5 x 1,0 mm	93980	20 / 120	4168771
20G	24 x 1,0 mm	93975	20 / 120	4168570
20G	19,5 x 1,0 mm	93970	20 / 120	4168564
20G	16,5 x 1,0 mm	93965	20 / 120	4168558
20G	14 x 1,0 mm	93960	20 / 120	4168541
19G	24 x 1,1 mm	93955	20 / 120	4168535
19G	19,5 x 1,1 mm	93950	20 / 120	4168529
19G	16,5 x 1,1 mm	93945	20 / 120	4168512

AMNIOJECT® Fruchtblasensprenger

Perforator für die Sprengung der Fruchtblase

Komfort für Arzt und Patientin:


- ergonomische Form erleichtert die Handhabung und beugt der Verletzung vor
- kein Kälteempfinden, da Kunststoff
- Material: ABS Kunststoff
- Steril EO (Ethylenoxid)



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
AMNIOJECT®	94001	50/ 50	0345207

DISPOMED® Dispo Spike Plus

- Dient der Mehrfachentnahme und dem Zuspritzen von Flüssigkeiten und Medikamenten (auch für Insulin).
- Mit integriertem, funktionssicherem Schnappverschluss (Verschlusskappe) zum schnellen Öffnen und Verschließen in der Einhandtechnik und gleichzeitigem Kontaminationsschutz.
- Farbcodierte Verschlusskappe zur sicheren Vermeidung der Verwechslungsgefahr unterschiedlicher Systeme
- Einfache Handhabung und ergonomisches Design
- Latex- und PVC- frei




	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter	grün 70113	100 / 300	6867817
mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter	blau 70114	100 / 300	0985243
Dient der Entnahme und dem Zuspritzen von Zytostatika- Lösungen mit 0,1 µm hydrophoben Bakterienfilter und 5 µm hydrophilen Partikel Filter	rot 70115	50 / 150	4169150

Transflo®

Überleitungskanüle zur Verflüssigung von Trockensubstanzen oder zum Mischen von zwei sterilen Lösungen

- Länge 35 mm
- steril EO



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Transflo®	13060	100 / 500	2356178



DISPOMED® CareSpike Duo

**Transferset und Entnahmespike kombiniert
 anwendbar zur Verflüssigung von
 Trockensubstanzen und Mehrfachentnahme aus
 Vorratsflaschen**

- LuerLock (LL) Anschluss
- BelüftungsfILTER 0,2 µm
- PVC-frei




	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
CareSpike Duo	70111	100/400	4168831

DISPOMED® CareSpike Trio

wie CareSpike Duo, jedoch mit zusätzlichem Infusionsset



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
CareSpike Trio	70112	100/400	4168239



DISPOMED® Injektstopfen

- Sicherheitsverschluss
- Membrane Latex FREI!!
- Zum Zuspritzen von Medikamenten
- Luer-Lock Ansatz, weiblich
- Steril EO



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Injektstopfen, gelb	70013	100 / 200	8496087

DISPOMED® Kombistopfen

- Sicherheitsverschluss ohne Zuspritzmöglichkeit
- Doppelfunktion:
Luer-Lock männlich und Luer-Lock weiblich
- Steril EO
- Druckfest bis 200kPa (2 bar), universeller Einsatz
bei Druck- und Schwerkraftinfusion



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Kombistopfen, orange	70014	100 / 1000	1245867
Kombistopfen, rot	70015	100 / 1000	1245850
Kombistopfen, blau	70016	100 / 1000	0269162



DISPOMED® Dreiwegehähne

Dreiwegehahn System zur Verwendung in der simultanen Infusionstherapie

- Luer-Lock Ansätze, männlich und weiblich



	Art.-Nr.	kVe / VE	PZN
Dreiwegehahn, rot	70017	100 / 100	8485014
Dreiwegehahn, weiß	70018	100 / 100	8485037
Dreiwegehahn, blau	70019	100 / 100	8485020
Dreiwegehahn, blau mit 10cm Schlauch PVC	71019	100 / 100	4168452
Dreiwegehahn, blau mit 10cm Schlauch PVC-frei	71119	100 / 100	



DISPOMED® Sinus 2000 EKG Spray

EKG Kontaktspray

- Mit extrem gutem Leitwert für ein sauber testbares EKG
- Hypoallergen
- Korrosionsbeständig



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Sinus EKG Konzentrat 250 ml, im Pump-Zerstäuber ohne Treibgas	82100	20 / 20	4169167


DISPOMED® Ultraschall Gel

Gel für klinische und therapeutische Ultraschalltherapie

- Hautfreundlich
- Antibakteriell
- Formaldehyd- und fettfrei
- Akustisch präzise, frei von Mikroblasen
- Gute Leitfähigkeit





	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
Ultraschall Gel 250 ml	83301	24 / 24	4169204
dto.		1 / 1	4169440
Ultraschall Gel 1000 ml	83305	12 / 12	4169457
dto.		1 / 1	4169463
Ultraschall Gel 5000 ml	83310	1 / 1	4169492
Dosierspender für Kanister	83330	1 / 1	4169210



Fieberthermometer

1. Fieberthermometer ohne Quecksilber, oval, Messbereich 34,1 bis 42°C mit Schutzhülse
2. Fieberthermometer ohne Quecksilber, oval, Messbereich 34,1 bis 42°C ohne Schutzhülse
3. Prismatisches Fieberthermometer, Messbereich 35 bis 42°C mit Schutzhülse
4. Digitales Fieberthermometer, Messbereich 28° bis 42,99°C, Speicherfunktion für letzten Messwert, automatische Abschaltung, Signalton bei Erreichen der Endtemperatur. Wasserdicht.



	Art.-Nr.	kVE / VE	PZN
ohne Quecksilber mit Schutzhülse	90447	10 / 10	3180095
ohne Quecksilber ohne Schutzhülse	90453	10 / 10	4168647
prismatisch	90448	12 / 12	3180190
digital	90449	1 / 20	3180221