

# Набор для катетеризации центральных вен






Компания Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. была основана в 1999 году. Основным направлением деятельности компании являются исследования и разработки, производство и продажа одноразовых медицинских расходных материалов и других медицинских устройств. Это высокотехнологичное предприятие, сочетающее современные инженерные технологии и клиническую медицину.








# Набор для катетеризации центральных вен







Центральные венозные катетеры доступны в различных конфигурациях с дополнительными принадлежностями.

## Информация о продукции

Артикул	Количество просветов	Размер катетера	Длина катетера, см	Расширитель сосуда	Проволочный проводник	Проводниковая игла
FV-1221	Одноканальный	22Ga	5	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-1222	Одноканальный	22Ga	8	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1223	Одноканальный	22Ga	10	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1224	Одноканальный	22Ga	13	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-122915	Одноканальный	22Ga	15	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1225	Одноканальный	22Ga	16	4F x 5 cm	0.018" x 50 cm	
FV-1226	Одноканальный	22Ga	20	4F x 5 cm	0.018" x 60 cm	
FV-1228	Одноканальный	22Ga	30	4F x 5 cm	0.018" x 70 cm	
FV-1321	Одноканальный	20Ga	5	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 20Ga 
FV-1322	Одноканальный	20Ga	8	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-1323	Одноканальный	20Ga	10	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-1324	Одноканальный	20Ga	13	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-132915	Одноканальный	20Ga	15	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-1325	Одноканальный	20Ga	16	4F x 5 cm	0.021" x 50 cm	
FV-1326	Одноканальный	20Ga	20	4F x 5 cm	0.021" x 60 cm	
FV-1328	Одноканальный	20Ga	30	4F x 5 cm	0.021" x 70 cm	
FV-1421	Одноканальный	18Ga	5	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 19Ga/20Ga 
FV-1422	Одноканальный	18Ga	8	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-1423	Одноканальный	18Ga	10	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-1424	Одноканальный	18Ga	13	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-142915	Одноканальный	18Ga	15	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-1425	Одноканальный	18Ga	16	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 50 cm Y 0.021" x 50 cm	
FV-1426	Одноканальный	18Ga	20	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 60 cm Y 0.021" x 60 cm	
FV-1428	Одноканальный	18Ga	30	5.5F x 6 cm	S 0.025" x 70 cm Y 0.021" x 70 cm	

Артикул	Количество просветов	Размер катетера	Длина катетера, см	Расширитель сосуда	Проволочный проводник	Проводниковая игла
FV-1521	Одноканальный	16Ga	5	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-1522	Одноканальный	16Ga	8	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
FV-1523	Одноканальный	16Ga	10	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
FV-1524	Одноканальный	16Ga	13	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
FV-152915	Одноканальный	16Ga	15	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
FV-1525	Одноканальный	16Ga	16	6F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
<b>FV-1526</b>	<b>Одноканальный</b>	<b>16Ga</b>	<b>20</b>	<b>6F x 10 cm</b>	<b>0.032" x 60 cm</b>	
FV-1528	Одноканальный	16Ga	30	6F x 10 cm	0.032" x 70 cm	
FV-1624	Одноканальный	14Ga	13	8F x 10 cm	0.032" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-162915	Одноканальный	14Ga	15	8F x 10 cm	0.032" x 50cm	
FV-1625	Одноканальный	14Ga	16	8F x 10 cm	0.032" x 50 cm	
<b>FV-1626</b>	<b>Одноканальный</b>	<b>14Ga</b>	<b>20</b>	<b>8F x 10 cm</b>	<b>0.032" x 60 cm</b>	
FV-1628	Одноканальный	14Ga	30	8F x 10 cm	0.032" x 70 cm	
FV/FC-2421	Двухканальный	4Fr	5	5.5F x 6cm	0.018" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 20Ga 
FV/FC-2422	Двухканальный	4Fr	8	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-2423	Двухканальный	4Fr	10	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-2424	Двухканальный	4Fr	13	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-242915	Двухканальный	4Fr	15	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-2425	Двухканальный	4Fr	16	5.5F x 6 cm	0.018" x 50 cm	
FV/FC-2426	Двухканальный	4Fr	20	5.5F x 6 cm	0.018" x 60 cm	
FV/FC-2428	Двухканальный	4Fr	30	5.5F x 6 cm	0.018" x 70 cm	
FV/FC-2521	Двухканальный	5Fr	5	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 20Ga 
FV/FC-2522	Двухканальный	5Fr	8	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-2523	Двухканальный	5Fr	10	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-2524	Двухканальный	5Fr	13	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-252915	Двухканальный	5Fr	15	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-2525	Двухканальный	5Fr	16	6F x 7 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-2526	Двухканальный	5Fr	20	6F x 7 cm	0.021" x 60 cm	
FV/FC-2528	Двухканальный	5Fr	30	6F x 7 cm	0.021" x 70 cm	
FV/FC-2724	Двухканальный	7Fr	13	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 18Ga 
FV/FC-272915	Двухканальный	7Fr	15	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV/FC-2725	Двухканальный	7Fr	16	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV/FC-2726	Двухканальный	7Fr	20	8F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV/FC-2728	Двухканальный	7Fr	30	8F x 10 cm	0.035" x 70 cm	
FV-2824	Двухканальный	8Fr	13	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-282915	Двухканальный	8Fr	15	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2825	Двухканальный	8Fr	16	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2826	Двухканальный	8Fr	20	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV-2828	Двухканальный	8Fr	30	9F x 10 cm	0.035" x 70 cm	
FV-2921	Двухканальный	8.5Fr	5	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/У-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-2922	Двухканальный	8.5Fr	8	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2923	Двухканальный	8.5Fr	10	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2924	Двухканальный	8.5Fr	13	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2925	Двухканальный	8.5Fr	16	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-2926	Двухканальный	8.5Fr	20	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV-2927	Двухканальный	8.5Fr	25	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV-2928	Двухканальный	8.5Fr	30	9F x 10 cm	0.035" x 70 cm	

Артикул	Количество просветов	Размер катетера	Длина катетера, см	Расширитель сосуда	Проволочный проводник	Проводниковая игла
FV/FC-3421	Трёхканальный	4.5Fr	5	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 20Ga 
FV/FC-3422	Трёхканальный	4.5Fr	8	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3423	Трёхканальный	4.5Fr	10	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3424	Трёхканальный	4.5Fr	13	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-342915	Трёхканальный	4.5Fr	15	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3425	Трёхканальный	4.5Fr	16	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3426	Трёхканальный	4.5Fr	20	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 60 cm	
FV/FC-3428	Трёхканальный	4.5Fr	30	6x5cm / 6Fx7cm	0.021" x 70 cm	
FV/FC-3521	Трёхканальный	5.5Fr	5	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3522	Трёхканальный	5.5Fr	8	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3523	Трёхканальный	5.5Fr	10	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3524	Трёхканальный	5.5Fr	13	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-352915	Трёхканальный	5.5Fr	15	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3525	Трёхканальный	5.5Fr	16	6.5F x 10 cm	0.021" x 50 cm	
FV/FC-3526	Трёхканальный	5.5Fr	20	6.5F x 10 cm	0.021" x 60 cm	
FV/FC-3528	Трёхканальный	5.5Fr	30	6.5F x 10 cm	0.021" x 70 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV/FC-3724	Трёхканальный	7Fr	13	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV /FC-372915	Трёхканальный	7Fr	15	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV/FC-3725	Трёхканальный	7Fr	16	8F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV/FC-3726	Трёхканальный	7Fr	20	8F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV/FC-3728	Трёхканальный	7Fr	30	8F x 10 cm	0.035" x 70 cm	
FV/FC-3924	Трёхканальный	8.5Fr	13	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV /FC-39291 5	Трёхканальный	8.5Fr	15	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV/FC-3925	Трёхканальный	8.5Fr	16	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV/FC-3926	Трёхканальный	8.5Fr	20	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV/FC-3928	Трёхканальный	8.5Fr	30	9F x 10 cm	0.035" x 70 cm	
FV-4921	Четырёхканальный	8.5Fr	5	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	Прямая/Y-образная инъекционная игла 18Ga 
FV-4922	Четырёхканальный	8.5Fr	8	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-4923	Четырёхканальный	8.5Fr	10	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-4924	Четырёхканальный	8.5Fr	13	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-492915	Четырёхканальный	8.5Fr	15	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-4925	Четырёхканальный	8.5Fr	16	9F x 10 cm	0.035" x 50 cm	
FV-4926	Четырёхканальный	8.5Fr	20	9F x 10 cm	0.035" x 60 cm	
FV-4928	Четырёхканальный	8.5Fr	30	9F x 10 cm	0.035" x 70 cm	

Не содержит латекса. Для однократного использования. Стерильно, этилен оксид. Срок годности 3 года.

РЗН 2020/9631 от 11.02.2020

**M.SCHILLING**  
MEDICAL PRODUCTS RUS



М. ШИЛЛИНГ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС  
Тел. : +7 (495) 662-72-95  
office@schilling-med.ru

www.schilling-med.ru