




Катетер торакальный с троакаром предназначен для быстрого проведения неоперационным путем дренажа плевральной и грудной полости, у больных с травмами грудной клетки для удаления воздуха, крови, выпота.

- мягкий, полупрозрачный катетер из ПВХ с острозаточенным и плотно прилегающим к нему алюминиевым троакаром;
- одно центральное и два боковых отверстия с атравматичными сглаженными краями;
- рентгенконтрастный кончик и интегрированная линия на протяжении всей длины катетера;
- ребристый жесткий male-разъем для надежного соединения с дренажным мешком;
- несмываемая маркировка глубины стояния катетера с шагом в 2 см;
- маркировка размера изделия в FG на самом катетере, разьеме и троакаре;
- изделие поставляется в двойной стерильной упаковке;
- защитный колпачок на конце катетера с троакаром;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер FG	длина катетера/см ± 5мм	длина общая/см ± 7мм	каталог №
10	19	24,5	S95200010
12	19	25	S95200012
14	19	25	S95200014
16	21	27	S95200016
18	21	27	S95200018
20	34	42	S95200020
22	34	42	S95200022
24	34	42	S95200024
26	34	42	S95200026
28	34	42	S95200028
30	34	42	S95200030

Упаковка: индивидуальная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 100 / 1000 шт.