




Игла Квинке – игла спинальная с острием типа Квинке предназначена для пункции спинального пространства с целью диагностики, лечения и спинальной (субарахноидальной) анестезии.

- игла с острием Квинке для атравматичного пунктирования, снижение риска развития постпункционных осложнений;
- унифицированная цветовая маркировка мандрена, соответствующая международному стандарту, позволяющая легко определить размер иглы;
- прозрачный павильон иглы, обеспечивающий контроль вытекающего ликвора;
- индикатор направления среза иглы;
- в комплекте съемная пластина–крылышки для удобной фиксации и лучшего захвата пальцами врача во время проведения анестезии;
- игла–интродьюсер для облегчения введения спинальной иглы и исключения её контакта с кожными покровами пациента;

для одноразового использования, стерильно, апиrogenно, свободно от тяжелых металлов, срок годности: 5 лет.

игла спинальная "Ac?-fine", тип Квинке

S53Q01870	18 G x 2 3/4, 1,25x70мм
S53Q01890	18 G x 3 1/2, 1,25x90мм
S53Q01990	19 G x 3 1/2, 1,10x90мм
S53Q02038	20 G x 1 1/2, 0,9x38мм
S53Q02070	20 G x 2 3/4, 0,9x70мм
S53Q02090	20 G x 3 1/2, 0,9x90мм
S53Q20120	20 G x 4 3/4, 0,9x120мм
S53Q20150	20 G x 6.0, 0,9x150мм
S53Q02170	21 G x 2 3/4, 0,8x70мм
S53Q02190	21 G x 3 1/2, 0,8x90мм
S53Q21150	21 G x 6.0, 0,8x150мм
S53Q02238	22 G x 1 1/2, 0,7x38мм
S53Q02270	22 G x 2 3/4, 0,7x70мм
S53Q02290	22 G x 3 1/2, 0,7x90мм
S53Q22110	22 G x 4 1/3, 0,7x110мм
S53Q22120	22 G x 4 3/4, 0,7x120мм
S53Q22150	22 G x 6.0, 0,7x150мм
S53Q02370	23 G x 2 3/4, 0,65x70мм
S53Q02390	23 G x 3 1/2, 0,65x90мм
S53Q02490	24 G x 3 1/2, 0,55x90мм
S53Q02590	25 G x 3 1/2, 0,5x90мм
S53Q02591	25 G x 3 1/2, 0,5x90мм, интродьюсер 0,8x38мм
S53Q02690	26 G x 3 1/2, 0,45x90мм
S53Q02790	27 G x 3 1/2, 0,4x90мм
S53Q02791	27G x 3 1/2, 0,4 x 90мм, интродьюсер 0,7 x 38мм



Упаковка: индивидуальная, блистерная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 20 / 1000 шт.