

CHIRANA® 3х-компонентные ПЕРФУЗИОННЫЕ шприцы



- ✓ изготовлены и предназначены для ПЕРФУЗИИ и ДИАЛИЗА
- ✓ совместимы с перфузионными насосами и диализными аппаратами ведущих мировых производителей
- ✓ легко читаемая черная градуировка, двойная градуировка на цилиндре и поршне
- ✓ из полипропилена и синтетического каучука
- ✓ непирогенны, без латекса, без DEHP, без PVC, нетоксичны
- ✓ стерильные, индивидуальная блистерная упаковка

Подходят к следующим шприцевым насосам:

- ✓ Alaris: GS, GH, GH plus, GH Guardrail, CC, CC plus, CC Guardrail, TIVA, PK, Asena
- ✓ IVAC: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, PCA
- ✓ TERUMO: TE-311, TE-312, TE-331, TE-332, TE-371, TE-372
- ✓ FRESENIUS: Pilot A2, Pilot C, Pilot Delta, Pilot Anaesthe-sia2, Orchestra Module DPS, Orchestra module DPS+, Injectomat Agilia, Injectomat MC Agilia, Injectomat TIVA Agilia, 4008S и выше
- ✓ B-Braun: PERFUSOR compact, PERFUSOR compact S, PERFUSOR Space



В соответствии с EN, ISO стандартами
Стандарты качества в соответствии
с EN ISO 13485:2016
Маркировано CE

CHIRANA® 3х-компонентные ПЕРФУЗИОННЫЕ шприцы

Артикул	Объем	Количество в упаковке
CH03020PT	20 мл прозрачный	100
CH03030PT	30 мл прозрачный	100
CH03050PTB	50 мл прозрачный BB	100
CH03050PT	50/60 мл прозрачный	100
CH03050PO	50/60 мл светозащищенный	100
CH03050POB	50 мл светозащищенный BB	100
CH030502030PTB	50 мл прозрачный с иглой 2,0*30 мм BB	100
CH030502030POB	50 мл светозащищенный с иглой 2,0*30 мм BB	100
CH030502030PBV	50 мл черный с иглой 2,0*30 мм BB	100

Для однократного использования.
Стерилизация оксидом этилена.
Срок годности 5 лет.