

**Изделия медицинские PINMED
для респираторной поддержки
в анестезиологии и интенсивной терапии**



Трубка эндотрахеальная PINMED

I. D., мм	С манжетой	Без манжеты
2,0		PM070210001
2,5		PM070210002
3,0	PM070200001	PM070210003
3,5	PM070200002	PM070210004
4,0	PM070200003	PM070210005
4,5	PM070200004	PM070210006
5,0	PM070200005	PM070210007
5,5	PM070200006	PM070210008
6,0	PM070200007	PM070210009
6,5	PM070200008	PM070210010
7,0	PM070200009	PM070210011
7,5	PM070200010	PM070210012
8,0	PM070200011	PM070210013
8,5	PM070200012	PM070210014
9,0	PM070200013	PM070210015
9,5	PM070200014	PM070210016
10,0	PM070200015	PM070210017




С манжетой

Без манжеты

Трубка эндотрахеальная армированная PINMED

I. D., мм	С манжетой	Без манжеты
3,0		PM070290001
3,5		PM070290002
4,0	PM070280001	PM070290003
4,5	PM070280002	PM070290004
5,0	PM070280003	PM070290005
5,5	PM070280004	PM070290006
6,0	PM070280005	PM070290007
6,5	PM070280006	PM070290008
7,0	PM070280007	PM070290009
7,5	PM070280008	PM070290010
8,0	PM070280009	PM070290011
8,5	PM070280010	PM070290012
9,0	PM070280011	PM070290013
9,5	PM070280012	PM070290014
10,0	PM070280013	PM070290015

С манжетой




Без манжеты



Трубка эндотрахеальная назальная PINMED

I. D., мм	С манжетой	Без манжеты
3,0	PM070220001	PM070230001
3,5	PM070220002	PM070230002
4,0	PM070220003	PM070230003
4,5	PM070220004	PM070230004
5,0	PM070220005	PM070230005
5,5	PM070220006	PM070230006
6,0	PM070220007	PM070230007
6,5	PM070220008	PM070230008
7,0	PM070220009	PM070230009
7,5	PM070220010	PM070230010
8,0	PM070220011	PM070230011
8,5	PM070220012	PM070230012
9,0	PM070220013	PM070230013
9,5	PM070220014	PM070230014
10,0	PM070220015	PM070230015

С манжетой




Без манжеты



Трубка эндотрахеальная оральная PINMED

I. D., мм	С манжетой	Без манжеты
2,5		PM070250001
3,0	PM070240001	PM070250002
3,5	PM070240002	PM070250003
4,0	PM070240003	PM070250004
4,5	PM070240004	PM070250005
5,0	PM070240005	PM070250006
5,5	PM070240006	PM070250007
6,0	PM070240007	PM070250008
6,5	PM070240008	PM070250009
7,0	PM070240009	PM070250010
7,5	PM070240010	PM070250011
8,0	PM070240011	PM070250012
8,5	PM070240012	PM070250013
9,0	PM070240013	PM070250014
9,5	PM070240014	PM070250015
10,0	PM070240015	PM070250016


С манжетой



Без манжеты


Трубка эндотрахеальная PINMED с аспирационным каналом

I. D., мм	Артикул
6,0	PM070500001
6,5	PM070500002
7,0	PM070500003
7,5	PM070500004
8,0	PM070500005
8,5	PM070500006
9,0	PM070500007




Трубка эндотрахеальная PINMED с аспирационным каналом армированная

I. D., мм	Артикул
6,0	PM070970001
6,5	PM070970002
7,0	PM070970003
7,5	PM070970004
8,0	PM070970005
8,5	PM070970006
9,0	PM070970007



Трубка эндобронхиальная PINMED с 2 трубками соединяющими и Y-образным коннектором

Размер, Fr	Левосторонняя	Правосторонняя
28	PM070330001	PM070340001
32	PM070330002	PM070340002
35	PM070330003	PM070340003
37	PM070330004	PM070340004
39	PM070330005	PM070340005
41	PM070330006	PM070340006




Стилет интубационный PINMED для эндотрахеальных трубок

O.D., мм	Размер, Fr	Артикул
2,0	6	PM070320001
3,3	10	PM070320002
4,0	12	PM070320003
4,7	14	PM070320004




Катетер аспирационный PINMED


Размер, Fr	Цветовой код	Прямой коннектор	Т-образный коннектор	Коннектор Тип Капкон	Y-образный коннектор	Y-образный прозрачный коннектор
5	● Серый	PM090300001	PM090440001	PM090280001	PM090450001	PM090460001
6	● Светло-зелёный	PM090300002	PM090440002	PM090280002	PM090450002	PM090460002
8	● Светло-голубой	PM090300003	PM090440003	PM090280003	PM090450003	PM090460003
10	● Черный	PM090300004	PM090440004	PM090280004	PM090450004	PM090460004
12	○ Белый	PM090300005	PM090440005	PM090280005	PM090450005	PM090460005
14	● Зелёный	PM090300006	PM090440006	PM090280006	PM090450006	PM090460006
16	● Оранжевый	PM090300007	PM090440007	PM090280007	PM090450007	PM090460007
18	● Красный	PM090300008	PM090440008	PM090280008	PM090450008	PM090460008
20	● Жёлтый	PM090300009	PM090440009	PM090280009	PM090450009	PM090460009
22	● Фиолетовый	PM090300010	PM090440010	PM090280010	PM090450010	




Прямой коннектор




Т-образный коннектор



Коннектор Тип Капкон



Y-образный коннектор



Y-образный прозрачный коннектор

Регистрационные удостоверения № P3H 2022/17117, № P3H 2022/19157

Производитель:
Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.
(Нинбо Пинмед Интрументс Ко., эЛТиДи)

ISO 13485



Уполномоченный представитель производителя:
ООО «М. ШИЛЛИНГ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4, оф. 24
E-mail: office@schilling-med.ru, Тел.: +7 (495) 662 72 95
www.schilling-med.ru