



# Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle

Производитель: Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd



**M.SCHILLING**   
MEDICAL PRODUCTS RUS

# Иглы инъекционные для анестезии In-ject needle



## Игла спиальная тип Quincke

Размер, G	OD <sub>n</sub> , мм*	Длина, мм	Длина, дюймы	Цветовой код	Размер проводниковой иглы
18	1,20	88	3½	Розовый	–
19	1,10	88	3½	Кремовый	–
20	0,90	88	3½	Желтый	–
21	0,80	88	3½	Темно-зеленый	–
22	0,70	88	3½	Черный	–
23	0,60	88	3½	Тёмно-синий	1,20 × 38 мм (18G × 1½")
24	0,55	88	3½	Светло-фиолетовый	0,90 × 38 мм (20G × 1½")
25	0,50	88	3½	Оранжевый	0,90 × 38 мм (20G × 1½")
26	0,45	88	3½	Коричневый	0,80 × 38 мм (21G × 1½")
27	0,40	88	3½	Светло-серый	0,70 × 38 мм (22G × 1½")

Также доступны длины: 38 мм, 75 мм, 100 мм, 120 мм (по запросу)



## Игла спиальная тип Pencil Point

Размер, G	OD <sub>n</sub> , мм*	Длина, мм	Длина, дюймы	Цветовой код	Размер проводниковой иглы
20	0,90	88	3½	Желтый	–
21	0,80	88	3½	Темно-зеленый	–
22	0,70	88	3½	Черный	–
23	0,60	88	3½	Темно-синий	1,20 × 38 мм (18G × 1½")
24	0,55	88	3½	Светло-фиолетовый	0,90 × 38 мм (20G × 1½")
25	0,50	88	3½	Оранжевый	0,90 × 38 мм (20G × 1½")
26	0,45	88	3½	Коричневый	0,80 × 38 мм (21G × 1½")
27	0,40	88	3½	Светло-серый	0,70 × 38 мм (22G × 1½")

Также доступны длины: 100 мм, 110 мм, 120 мм (по запросу)



## Игла эпидуральная

Размер, G	OD <sub>n</sub> , мм*	Длина, мм	Длина, дюймы	Цветовой код
15	1,80	80 / 90	3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> / 3½	Серо-голубой
16	1,60	80 / 90	3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> / 3½	Белый
17	1,40	80 / 90	3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> / 3½	Красно-фиолетовый
18	1,20	80 / 90	3 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> / 3½	Розовый

\*OD<sub>n</sub>, мм – Номинальный наружный диаметр трубки иглы, мм

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/19030

Производитель:  
Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd  
(Чжэцзян Ранчан Медикал Инструментс Ко., эЛТиДи)

Уполномоченный представитель производителя:  
ООО «М. ШИЛЛИНГ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС»  
Адрес: 117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4, оф. 24  
E-mail: office@schilling-med.ru, Тел.: +7 (495) 662 72 95  
www.schilling-med.ru

CE 0123 ISO 13485