

КАНЮЛИ ИНФУЗИОННО- АСПИРАЦИОННЫЕ ТИПА SPIKE

НЕМЕЦКОЕ
КАЧЕСТВО И
БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРОВ

Приготовление и многократный отбор растворов и медикаментов в мультидозные флаконы.

- Наличие гидрофобного воздушного антибактериального фильтра.
- Наличие коннектора для подключения.
- Наличие защелкивающейся крышки, минимизирующей бактериальное загрязнение раствора.
- Специальная короткая прокалывающая часть устройства с дополнительным воздушным каналом позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка. Наличие защитного колпачка.
- Устойчивость к спиртам и жирам, без латекса, ПВХ и DEPH.

Описание продукта

Канюля инфузионно-аспирационная включает в себя систему воздушных и гидрофобных фильтров, защелкивающую крышку, минимизирующую бактериальное загрязнение раствора, коннектор для подключения Луер-Лок, специальную короткую прокалывающую часть устройства с дополнительным воздушным каналом, защитные колпачки.

Свойства продукта

Канюля инфузионно-аспирационная предназначена для приготовления и последующего многократного отбора растворов и медикаментов в мультидозные флаконы.

Наличие гидрофобного воздушного антибактериального фильтра с 0,1 μm PTFE – мембраной, с площадью поверхности 0,36 cm^2 ; фильтра против растворимых частиц – 5 μm .

Специальная короткая прокалывающая часть устройства из АВС с дополнительным воздушным каналом и защитным колпачком позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка.

Рабочее давление в системе макс. – 1 Бар, мертвое пространство – 0,25 мл, вес не более 4,3 г.

Устойчивость к спиртам и жирам, без латекса, ПВХ и DEPH.

Для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена.

Срок годности с даты изготовления не менее 5 лет.

Спецификация продукта

ПАРАМЕТРЫ	RoweSpike II	RoweSpike II 5 μm
фильтр гидрофобный воздушный / μm	0,1	0,1
фильтр против растворимых частиц / μm	*	5
цвет колпачка	зеленый	синий
материал	АВС	АВС
диаметр иглы / мм	4	4
индивидуальная упаковка / шт.	300	100
артикул №	A-6425/118	A-6426/118

Информация об упаковке

Упаковка индивидуальная блистерная, стерильная.

Применимые стандарты

DINEN 1707 resp. DIN EN 20594-1



ООО "М. ШИЛЛИНГ МЕДИКАЛ ПРОДАКТС РУС"
115280, г. Москва, набережная Новоданиловская, д. 4, эт.2, офис 24
+7 (495) 662-72-95, office@schilling-med.ru
РУ № РЗН 2019/8438 от 06.06.2019