



# Анестезиология и реанимация

## Катетер аспирационный с вакуум-контролем

предназначен для санации и аспирации содержимого из ротовой и носовой полости, трахеобронхиального дерева, трахеостомических, эндотрахеальных и эндобронхиальных трубок

- изготовлен из ПВХ;
- центральное и два дистальных боковых отверстия, расположенные по спирали, имеют атравматичные края;
- разъем катетера модификации “Thumb control” (ТС) с перпендикулярно расположенным вакуум-контролем, снабженным присоединенной заглушкой, либо “Finger Tip control” (FT) с расположенным под углом вакуум-контролем;
- дополнительные ребра жесткости разъема для надежного соединения с вакуум-аспиратором;
- цветовая кодировка разъема для определения размера изделия;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер / ch	длина / см	кат. №	внеш. диам. / мм	цвет. кодировка
5	50	S930FT005	1,7	серый
6	50	S930FT006	2,0	салатовый
8	50	S930FT008	2,7	синий
10	50	S930FT010	3,3	черный
12	50	S930FT012	4,0	белый
14	50	S930FT014	4,7	зеленый
16	50	S930FT016	5,3	оранжевый
18	50	S930FT018	6,0	красный
20	50	S930FT020	6,7	желтый

Упаковка: индивидуальная, стерильная  
Количество в упаковке / коробке – 100, 1000 шт.