




Зонд дуоденальный (зонд Левина) предназначен для дуоденального зондирования с лечебной и диагностической целью. Возможно использование для введения лекарственных препаратов и энтерального питания.

- изготовлен из ПВХ;
- интегрированная рентгенконтрастная линия на протяжении всей длины зонда; несмываемая маркировка глубины стояния на 45, 55, 65 и 75 см от дистального конца зонда;
- маркировка размера изделия;
- закрытый атравматичный дистальный конец зонда;
- четыре дистальных боковых отверстия расположены по спирали, имеют атравматичные края;
- типовой конусовидный female-разъем с унифицированной цветовой маркировкой размера;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер/ch	внешний диаметр/мм	длина трубки/см	цвет. кодировка	каталог №
6	2	125	салатовый	S94000006
8	2,7	125	синий	S94000008
10	3,3	125	черный	S94000010
12	4	125	белый	S94000012
14	4,7	125	зеленый	S94000014
16	5,3	125	оранжевый	S94000016
18	6	125	красный	S94000018
20	6,7	125	желтый	S94000020
22	7,3	125	фиолетовый	S94000022
24	8	125	голубой	S94000024

Упаковка: индивидуальная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 40, 50 / 400, 500 шт.



Артикул / No.: Размер / Size:

150 0 08 Ch 08
 150 0 10 Ch 10
 150 0 12 Ch 12
 150 0 14 Ch 14
 150 0 16 Ch 16
 150 0 18 Ch 18
 150 0 20 Ch 20

Зонд дуоденальный
 материал ПВХ
 длина 125 см
 тип цилиндрический
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 length 125 cm
 cylindrical
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

151 0 08 Ch 08
 151 0 10 Ch 10
 151 0 12 Ch 12
 151 0 14 Ch 14
 151 0 16 Ch 16
 151 0 18 Ch 18
 151 0 20 Ch 20

Зонд дуоденальный
 материал ПВХ
 длина 125 см
 тип открытый
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 length 125 cm
 central opening
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

152 0 10 Ch 10
 152 0 12 Ch 12
 152 0 14 Ch 14
 152 0 16 Ch 16
 152 0 18 Ch 18
 152 0 20 Ch 20

Зонд дуоденальный
 рентгеноконтрастная полоса
 материал ПВХ
 длина 125 см
 тип цилиндрический
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп


Levin duodenal tube
 with x-ray
 length 125 cm
 cylindrical
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack

Артикул / No.: Размер / Size:

153 0 08 Ch 08
 153 0 10 Ch 10
 153 0 12 Ch 12
 153 0 14 Ch 14
 153 0 16 Ch 16
 153 0 18 Ch 18
 153 0 20 Ch 20

Зонд дуоденальный
 рентгеноконтрастная полоса
 материал ПВХ
 длина 125 см
 тип открытый
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 with x-ray
 length 125 cm
 central opening
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack




154

Артикул / No.: Размер / Size:

154 0 12	Ch 12
154 0 14	Ch 14
154 0 16	Ch 16
154 0 18	Ch 18

Зонд дуоденальный
 рентгеноконтрастная полоса
 материал полиуретан
 двойная заглушка
 длина 125 см
 тип цилиндрический
 4 дренажных отверстия
 маркирован на
 45, 55, 65, 75 см
 100 шт / уп

Levin duodenal tube
 with x-ray
 made of Medicothane
 with universal coupling
 and sealing plug
 length 125 cm
 cylindrical
 4 eyes
 marked at
 45, 55, 65, 75 cm
 100 pcs / pack



Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray with sealing plug
156 0 12	Ch 12	рентгеноконтрастная полоса	length 125 cm
156 0 14	Ch 14	материал ПВХ	cylindrical
156 0 16	Ch 16	длина 125 см	4 eyes
156 0 18	Ch 18	тип цилиндрический	marked at
		4 дренажных отверстия	45, 55, 65, 75 cm
		маркирован на	100 pcs / pack
		45, 55, 65, 75 см	
		100 шт / уп	
Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray with sealing plug
157 0 08	Ch 08	рентгеноконтрастная полоса	length 125 cm
157 0 10	Ch 10	материал ПВХ	central opening
157 0 12	Ch 12	длина 125 см	4 eyes
157 0 14	Ch 14	тип открытый	marked at
157 0 16	Ch 16	4 дренажных отверстия	45, 55, 65, 75 cm
157 0 18	Ch 18	маркирован на	100 pcs / pack
157 0 20	Ch 20	45, 55, 65, 75 см	
		100 шт / уп	
Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray made of Medicothane®
158 0 10	Ch 10	рентгеноконтрастная полоса	with sealing plug
158 0 12	Ch 12	материал полиуретан	length 125 cm
158 0 14	Ch 14	длина 125 см	cylindrical
158 0 16	Ch 16	тип цилиндрический	4 eyes
158 0 18	Ch 18	4 дренажных отверстия	marked at
		маркирован на	45, 55, 65, 75 cm
		45, 55, 65, 75 см	100 pcs / pack
		100 шт / уп	
Артикул / No.:	Размер / Size:	Зонд дуоденальный с заглушкой	Levin duodenal tube with x-ray made of Medicothane®
159 0 10	Ch 10	рентгеноконтрастная полоса	with sealing plug
159 0 12	Ch 12	материал полиуретан	length 125 cm
159 0 14	Ch 14	длина 125 см	central opening
159 0 16	Ch 16	тип открытый	4 eyes
159 0 18	Ch 18	4 дренажных отверстия	marked at
		маркирован на	45, 55, 65, 75 cm
		45, 55, 65, 75 см	100 pcs / pack
		100 шт / уп	