



Анестезиология и реанимация

Игла Пенсил Поинт – игла спинальная с острием типа Пенсил предназначена для пункции спинального пространства с целью диагностики, лечения и спинальной (субарахноидальной) анестезии.

- игла “карандашного типа” имеет срез с округлым концом и латеральным отверстием сбоку, обеспечивает атравматичную пункцию твердой мозговой оболочки;
- унифицированная цветовая маркировка мандрена, соответствующая международному стандарту, позволяющая легко определить размер иглы;
- прозрачный павильон иглы, обеспечивающий контроль вытекающего ликвора;
- индикатор направления среза иглы;
- в комплекте съемная пластина–крылышки для удобной фиксации и лучшего захвата пальцами врача во время проведения анестезии;
- игла–проводник для облегчения введения спинальной иглы и исключения её контакта с кожными покровами пациента;
- для одноразового использования, стерильно, апиrogenно, свободно от тяжелых металлов, срок годности: 5 лет.



игла спинальная "Acti-fine", тип Пенсил Поинт

S53P02090	20 G x 3 1/2, 0,9x90мм
S53P02290	22 G x 3 1/2, 0,7x90мм
S53P02291	22 G x 3 1/2, 0,7x90мм, интродьюсер 1,2x38мм
S53P02490	25 G x 3 1/2, 0,55x90мм,
S53P02491	24 G x 3 1/2, 0,55x90мм, интродьюсер 0,9x38 мм
S53P02590	25 G x 3 1/2, 0,5x90мм,
S53P02591	25 G x 3 1/2, 0,5x90мм, интродьюсер 0,8x38 мм
S53P02691	26 G x 3 1/2, 0,45x90мм, интродьюсер 0,8x38 мм
S53P02791	27 G x 3 1/2, 0,4x90мм, интродьюсер 0,7x38 мм
S53P26121	26 G x 43/4, 0,45x120мм, интродьюсер 0,8x38 мм
S53P27121	27G x 43/4, 0,4x120мм, интродьюсер 0,8x38 мм

Упаковка: индивидуальная, блистерная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 10, 20 / 1000 шт.