


Игла Сельдингера

предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера.

- изготовлена из нержавеющей медицинской стали;
- прозрачный четырехгранный рифленый павильон;
- разъем Луер–Лок (female);
- острозаточенный овальный срез кончика иглы с указателем направления среза в виде выемки на одной из граней павильона;
- игла поставляется с защитным колпачком;
- для одноразового использования, стерильно, апиrogenно, свободно от тяжелых металлов, срок годности: 5 лет.



размер/ G	длина/мм	внеш. диам. /мм	внутр. диам. /мм	кат. №
16	100	1,6	1,4	S49SEL016
18	70	1,27	1,02	S49SEL018

Упаковка: индивидуальная, блистерная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 20 / 1000 шт.