



Лечение сахарного диабета

Иглы инсулиновые предназначены для подкожного введения инсулина в лечении сахарного диабета с помощью автоматических шприц-ручек.

- тонкостенная острозаточенная игла с косым срезом;
- наружный и внутренний защитные колпачки;
- цветовая кодировка внутреннего колпачка для определения размера иглы;
- унифицированная резьба внутренней части для соединения со шприц-ручками;
- наружный защитный бумажный слой;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер G/мм	размер O.D./мм	цвет. кодировка	каталог №
30/08	0,30	синий	S41030X08
31/05	0,25	фиолетовый	S41031X05
31/06	0,25	зеленый	S41031X06
31/08	0,25	желтый	S41031X08
32/04	0,23	красный	S41032X04

Упаковка: индивидуальная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 100 / 5000 шт.