



RoweFil



RowePaed M



RowePaed



Инфузионные фильтры

RoweMed

Medical 4 Life

Одноразовый инфузионный фильтр выполняет функцию защитного фильтра. Основная задача – задержать посторонние частицы: бактерии, грибки, микроорганизмы и эндотоксины, кроме этого отделение пузырьков воздуха из растворов в инфузионной магистрали при проведении безопасной инфузионной терапии.



M.SCHILLING
MEDICAL PRODUCTS RUS



тел. : +7 (495) 662-72-95
office@schilling-med.ru
www.schilling-med.ru

Фильтры инфузионные

- Фильтр с гидрофильной мембраной;
- PTFE-мембрана 0,03 мкм;
- Корпус фильтра из MABS прозрачный;
- На корпусе стрелки направления инфузии;
- Площадь фильтрации 13,5 см²;
- Соединение LL (Луер Лок) на выходе из фильтра закрыто колпачком, на входе в фильтр - закрыто заглушкой.




RoweFil

Артикул	Фильтр	Рабочее давление (bar)	Объем внутр. (мл)	Время эффективной защиты (ч)	Скорость потока (мл/мин)	Материал (трубка)	Длина (см)	Трубка Ø (мм)	Количество в упаковке (шт)
A-2356/118	0.2 мкм нейлон*	2	2.2	120	45	PUR	10	1.5 x 2.7	50
A-2358/118	1.2 мкм PET	2	2.6	24	161	PUR	10	3 x 4.1	50
A-2361/118	0.2 мкм PES	2	2.2	24	200	PUR	10	1.5 x 2.7	50

Фильтры инфузионные

- Фильтр с гидрофильной мембраной;
- PTFE-мембрана 0,03 мкм;
- Корпус фильтра из PC прозрачный;
- На корпусе стрелки направления инфузии;
- Площадь фильтрации 2.3 см²;
- Объем заполнения 0.6 мл
- Соединение LL (Луер Лок) на выходе из фильтра закрыто колпачком, на входе в фильтр - закрыто заглушкой.




RowePaed M

Артикул	Фильтр	Рабочее давление (bar)	Скорость потока (мл/мин)	Время эффективной защиты (ч)	Материал (трубка)	Длина (см)	Трубка Ø (мм)	Количество в упаковке (шт)
A-2369/118	0.2 мкм нейлон* + скользящий зажим	2	11	96	PUR	2 x 10	1.0 x 2.0	50
A-2372/118	1.2 µm PET + скользящий зажим	2	39	24	PUR	2 x 10	1.0 x 2.0	50

Фильтры инфузионные

- Фильтр с гидрофильной мембраной;
- PTFE-мембрана 0,03 мкм;
- Корпус фильтра из MABS прозрачный;
- На корпусе стрелки направления инфузии;
- Площадь фильтрации 4,0 см²;
- Соединение LL (Луер Лок) на выходе из фильтра закрыто колпачком, на входе в фильтр - закрыто заглушкой.



RowePaed

Артикул	Фильтр	Рабочее давление (bar)	Объем внутр. (мл)	Время эффективной защиты (ч)	Скорость потока (мл/мин)	Материал (корпус)	Количество в упаковке (шт)
A-6600/118	0.2 мкм нейлон*	2	0.7	96	23	MABS прозрачный	50
A-6601/118	1.2 мкм PET	2	0.7	24	86	MABS прозрачный	50

* положительно заряженная нейлоновая мембрана предназначена для удаления воздуха, микроорганизмов, твердых частиц, эндотоксинов

Made in Germany

ISO 13485

