


Катетер Фолея двухходовой предназначен для короткой или длительной катетеризации мочевого пузыря с целью дренирования или различных медицинских манипуляций.

- выполнен из латекса со 100% силиконовым покрытием;
- симметричный баллон обеспечивает надежную фиксацию;
- закругленный кончик катетера с двумя латеральными отверстиями с атравматичными краями;
- баллонный просвет снабжен жестким клапаном с разъемом Луер;
- цветовая кодировка размера изделия;
- унифицированный конусовидный female разъем дренажного просвета;
- маркировка размера, наружного диаметра катетера и объема баллона на дренажном разьеме;
- двойная упаковка; внутренняя упаковка снабжена двумя поперечными отрывными линиями из насечек для сохранения стерильности во время извлечения катетера;
- педиатрические варианты катетера имеют проводник для придания необходимой жесткости при введении;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер/ch	длина/см	вн. диам./мм	цвет. кодировка	объем баллона/мл	проводник/см	каталог №
8	270	2,7	синий	3-5	33	S81050C08
10	270	3,3	черный	3-5	33	S81050C10
12	400	4	белый	5-15/30	*	S81015C12/30C12
14	400	4,7	зеленый	5-15/30	*	S81015C14/30C14
18	400	6	красный	5-15/30	*	S81015C18/30C18
20	400	6,7	желтый	5-15/30	*	S81015C20/30C20
22	400	7,3	фиолетовый	5-15/30	*	S81015C22/30C22
24	400	8	голубой	5-15/30	*	S81015C24/30C24
26	400	8,7	розовый	5-15/30	*	S81015C26/30C26
28	400	9,7	коричневый	30	*	S81030C28

Упаковка: индивидуальная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 10 / 400 шт.