


**Катетер пупочный** предназначен для катетеризации пупочной вены новорожденных с целью проведения инфузионно–трансфузионной терапии, парентерального питания, обменного переливания крови.

- выполнен из ПВХ;
- мягкий, атравматичный кончик катетера с закругленными краями центрального отверстия;
- рентгенконтрастная линия на всем протяжении катетера;
- унифицированный разъем Луер (female) с прикрепленной крышкой (также доступен вариант с портом Луер–Лок и заглушкой);
- маркировка глубины стояния катетера от 5 до 25 см (с шагом в один см);
- цветовая кодировка порта для определения размера катетера;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер/ch	внеш.диам./мм	длина/мм	цвет. кодировка	каталог №
5	1,7	400	серый	S10200005
6	2,0	400	зеленый	S10200006
8	2,7	400	синий	S10200008

Упаковка: индивидуальная, стерильная  
 Количество в упаковке / коробке – 50, 100 / 500, 1000 шт.