

# Урология

## Катетер урологический женский

предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря у женщин.

- изготовлен из ПВХ;
- закругленный кончик катетера с двумя латеральными отверстиями;
- интегрированная рентгенконтрастная линия на протяжении всей длины катетера;
- унифицированный конусовидный female-разъем;
- унифицированная цветовая маркировка размера изделия;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.




размер/ch	внеш.диам./мм	длина/мм	цвет. кодировка	каталог №
6	2	180	бирюзовый	S8200F006
8	2,7	180	синий	S8200F008
10	3,3	180	черный	S8200F010
16	5,3	180	оранжевый	S8200F016
18	6	180	красный	S8200F018
20	6,7	180	желтый	S8200F020

Упаковка: индивидуальная, стерильная  
Количество в упаковке / коробке – 100 / 1000 шт.



**Катетер урологический Нелатона** предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря.

- изготовлен из ПВХ;
- закругленный кончик катетера с двумя латеральными отверстиями;
- интегрированная рентгенконтрастная линия на протяжении всей длины катетера;
- унифицированный конусовидный female-разъем;
- унифицированная цветовая маркировка размера изделия;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер/ch	внеш.диам./мм	длина/мм	цвет. кодировка	каталог №
6	2	400	бирюзовый	S8200N006
8	2,7	400	синий	S8200N008
10	3,3	400	черный	S8200N010
12	4	400	белый	S8200N012
14	4,7	400	зеленый	S8200N014
16	5,3	400	оранжевый	S8200N016
18	6	400	красный	S8200N018
20	6,7	400	желтый	S8200N020
22	7,3	400	фиолетовый	S8200N022
24	8	400	голубой	S8200N024

Упаковка: индивидуальная, стерильная  
Количество в упаковке / коробке – 100 / 1000 шт.