




Катетер урологический Нелатона предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря.

- изготовлен из ПВХ;
- закругленный кончик катетера с двумя латеральными отверстиями;
- интегрированная рентгенконтрастная линия на протяжении всей длины катетера;
- унифицированный конусовидный female-разъем;
- унифицированная цветовая маркировка размера изделия;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер/сh	внеш.диам./мм	длина/мм	цвет. кодировка	каталог №
6	2	400	бирюзовый	S8200N006
8	2,7	400	синий	S8200N008
10	3,3	400	черный	S8200N010
12	4	400	белый	S8200N012
14	4,7	400	зеленый	S8200N014
16	5,3	400	оранжевый	S8200N016
18	6	400	красный	S8200N018
20	6,7	400	желтый	S8200N020
22	7,3	400	фиолетовый	S8200N022
24	8	400	голубой	S8200N024

Упаковка: индивидуальная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 5, 25 / 250 шт.



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (женский)	Female catheter
100 0 06	Ch 06	материал ПВХ длина 18 см тип: закрытый 2 дренажных отверстия	length 18 cm closed tip 2 eyes polished eyes
100 0 08	Ch 08		
100 0 10	Ch 10		
100 0 12	Ch 12		
100 0 14	Ch 14		
100 0 16	Ch 16		
100 0 18	Ch 18		
100 0 20	Ch 20		



Артикул / No.:	Размер / Size:	Катетер урологический (Нелатона, мужской)	Nelaton catheter
110 0 06	Ch 06	материал ПВХ длина 40 см тип: закрытый 2 дренажных отверстия	length 40 cm closed tip 2 eyes polished eyes
110 0 08	Ch 08		
110 0 10	Ch 10		
110 0 12	Ch 12		
110 0 14	Ch 14		
110 0 16	Ch 16		
110 0 18	Ch 18		
110 0 20	Ch 20		
110 0 22	Ch 22		
110 0 24	Ch 24		