

Инфузионная терапия

Линия удлинительная светозащитная

acti-fine® для шприцевых насосов, стерильная, предназначена для одноразового использования.

- Трубка изготовлена из соэкструзионного материала PE/PVC (contralux), не содержащего DEHP.
- Предназначена для применения светозащищаемых препаратов под средним давлением, выдерживает давление до 4 бар.
- Линия удлинительная имеет разъем male и female luer-lock с защитным колпачком, обеспечивающим безопасное соединение между источником инфузии и пациентом.
- Совместима со всеми медицинскими устройствами с разрешением стандартных инфузионных трубок в соответствии с DIN/ISO.
- Стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет, ISO 8536-9-SPL-P.



артикул	материал трубки	трубка Ø (мм)	длина, см	количество в упаковке (тш)
S703CO150	ПВХ/ПЭ	1,0 x 2,7	150	100
S704OP150	ПЭ	1,0 x 2,0	150	200