

Инфузионная терапия

Линия соединительная для инфузии

acti-fine® для гравитационной инфузии, стерильная, предназначена для одноразового использования.

- Состоит из гибкой и устойчивой к изгибам трубки
- Инфузионная линия имеет разъем male и female с защитным колпачком, выдерживает давление до 4 бар.
- Простое удлинение инфузионных систем для комфортной инфузионной терапии без ограничения длины.
- Стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет, ISO 8536-9-SPL-P.
- В упаковке 200 шт.



артикул	материал трубки	трубка \varnothing (мм)	длина, см	применение
S700NC030	ПВХ	1,5 x 2,7	30	Шприцевой насос
S700NC075	ПВХ	1,5 x 2,7	75	
S700NC150	ПВХ	1,5 x 2,7	150	
S700NC200	ПВХ	1,5 x 2,7	200	
S701PC015	ПВХ	3,0 x 4,1	15	Гравитационная система питания
S701PC030	ПВХ	3,0 x 4,1	30	
S701PC075	ПВХ	3,0 x 4,1	75	
S701PC150	ПВХ	3,0 x 4,1	150	
S701PC350	ПВХ	3,0 x 4,1	350	
S702NC090	ПВХ/ПЭ	1,2 x 2,7	90	Шприцевой насос
S702NC150	ПВХ/ПЭ	1,2 x 2,7	150	
S702NC200	ПВХ/ПЭ	1,2 x 2,7	200	
S702NC300	ПВХ/ПЭ	1,2 x 2,7	300	
S704CP150	ПЭ	1,0 x 2,0	150	