



СИСТЕМА ДЛЯ АСПИРАЦИИ ЖИДКОСТИ ХИРУРГИЧЕСКАЯ PERGO



- ✓ Безопасность для пациентов и медицинского персонала;
- ✓ Снижение риска внутрибольничных инфекций;
- ✓ Безопасность для окружающей среды.




СИСТЕМА АСПИРАЦИИ

Применяется для осуществления безопасного непрерывного сбора жидких отходов и частиц тканей с операционного поля.

Аспирированные отходы собираются в одноразовый герметичный пакет, который можно легко и безопасно хранить или транспортировать к месту переработки.

Преимущества:

- ✓ Является универсальным комплектом расходных материалов для аспираторов как российских, так и ведущих западных производителей;
- ✓ Есть возможность подключения к централизованному источнику вакуума, что обеспечивает бесперебойную, мощную и регулируемую подачу вакуума в полной тишине;
- ✓ Наличие кронштейна, позволяющего крепить емкости на любую консоль, что очень удобно для реанимобилей и операционных малой площади;
- ✓ Позволяет собирать не только жидкие отходы, но и отходы, содержащие мелкие твердые частицы;
- ✓ Снижает риск распространения внутрибольничной инфекции;
- ✓ Возможно посредством гелеобразующего агента перевести жидкий отход в гель, что позволяет сделать процесс транспортировки и утилизации жидких отходов более безопасным и экономически выгодным;
- ✓ Соответствует мировым тенденциям развития и отечественным трендам в области экологии и переработки отходов;
- ✓ Следование мировым тенденциям рынка медицинских продуктов.



**Система для аспирации жидкости хирургическая Pergo
мобильная с регулировкой вакуума (РЗН 2020/12808)**

Модель 1

1. Стойка мобильная - 1 шт.
2. Контейнер для пакетов, объем: 2000 мл - 4 шт.
3. Пакет для аспирации, объем: 2000 мл - 400 шт.
4. Трубка удлинительная для аспирации, 180 см - 100 шт.
5. Трубка удлинительная для аспирации, 300 см - 300 шт.
6. Коннектор вакуума для аспирации, тип Т - 10 шт.
7. Трубка соединитель для пакетов - 200 шт.
8. Шланг вакуумный для аспирации, 50 м - 1 шт.

* комплект расходных материалов на 400 операций.



**Система для аспирации жидкости хирургическая Pergo
переносная с регулировкой вакуума (РЗН 2020/12808)**

Модель 2

1. Кронштейн быстросъемный для контейнера - 1 шт.
2. Контейнер для пакетов, объем: 2000 мл - 1 шт.
3. Пакет для аспирации, объем: 2000 мл - 400 шт.
4. Трубка удлинительная для аспирации, 180 см - 100 шт.
5. Шланг вакуумный для аспирации, 50 м - 1 шт.

* комплект расходных материалов на 400 операций.



**Расходные материалы к Системе для аспирации жидкости
хирургической Pergo (РЗН 2022/17177), в вариантах исполнения:**

1. Пакет для аспирации объемом 2000 мл - 80 шт.
2. Трубка удлинительная для аспирации 180 см, 210 см, 300 см - 1 шт.
3. Трубка-соединитель для пакетов - 20 шт.
4. Коннектор пациента прямой - 80 шт.
5. Гелеобразующий агент - 80 шт.

- ✓ Полное соответствие санитарным Нормам и Правилам;
- ✓ Разработка контейнера с емкостью в соответствии с ISO 19054:2005;
- ✓ Регистрация в FDA;
- ✓ Маркировка CE;
- ✓ Без латекса.

тел. : +7 (495) 662-72-95
office@schilling-med.ru
www.schilling-med.ru

