

## Катетер аспирационный PINMED одноразовый стерильный

\*Предназначен для санации и аспирации содержимого из верхних и нижних дыхательных путей, ротовой полости, трахеостомических, эндотрахеальных и эндобронхиальных трубок с целью предотвращения их закупорки.

- ✓ Группа изделий, используемая в анестезиологии, интенсивной терапии и неотложной медицинской помощи для обеспечения проходимости дыхательных путей и средств интубации у интубированных пациентов с целью предотвращения их закупорки. Прозрачный материал трубок катетеров позволяет осуществлять визуальный контроль за отсасываемым содержимым.  
Из ПВХ без DEHP, без латекса.
- ✓ Нанесена легко читаемая метрическая шкала, размеры диаметров трубок в мм/ единиц шкалы Шарьера, рентгеноконтрастная линия.
- ✓ Конечное отверстие (центральное отверстие) на рабочем конце трубок закруглено, края боковых отверстий (глазков) и конечного отверстия гладкие и без острых краев, что снижает риск травмирования слизистой оболочки трахеи и бронхов пациента.
- ✓ Коннектор катетера представляет собой приборный конец, предназначенный для соединения трубки с источником вакуума.

Представлены следующие разновидности коннектора:

- прямой
- Т-образный
- тип Капкон
- у-образный
- у-образный прозрачный

Коннектор имеет цветовую кодировку в соответствии с ГОСТ ISO 8836–2012.



- ✓ Совместим с медицинскими изделиями, произведенными в соответствии со стандартами ISO 80369, ISO 5356

Стандарты качества в соответствии  
с ISO 8836:2019; ISO 13485 2016  
Маркировано CE

## Спецификация изделия катетер аспирационный PINMED

Размер (внутр. диаметр)/мм	Прямой коннектор	T-образный коннектор	тип Капкон коннектор	Y-образный коннектор	Y-образный прозрачным коннектор
5	PM090300001	PM090440001	PM090280001	PM090450001	PM090460001
6	PM090300002	PM090440002	PM090280002	PM090450002	PM090460002
8	PM090300003	PM090440003	PM090280003	PM090450003	PM090460003
10	PM090300004	PM090440004	PM090280004	PM090450004	PM090460004
12	PM090300005	PM090440005	PM090280005	PM090450005	PM090460005
14	PM090300006	PM090440006	PM090280006	PM090450006	PM090460006
16	PM090300007	PM090440007	PM090280007	PM090450007	PM090460007
18	PM090300008	PM090440008	PM090280008	PM090450008	PM090460008
20	PM090300009	PM090440009	PM090280009	PM090450009	PM090460009
22	PM090300010	PM090440010	PM090280010	PM090450010	



Медицинское изделие «Катетер аспирационный PINMED одноразовый стерильный» поставляется в групповой и транспортной упаковке.

КОЛИЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ: 100 x 600шт.

Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

№ РЗН 2022/19157 от 16.12.2022

Для однократного использования.  
Индивидуальная блистерная упаковка  
Стерилизация оксидом этилена.