


Анестезиология и реанимация

Эндотрахеальная трубка предназначена для оральной и/или назальной интубации трахеи (nasal/oral) с целью поддержания проходимости верхних дыхательных путей, проведения искусственной вентиляции легких.

- изготовлена из ПВХ;
- несмываемая маркировка: глубины стояния с шагом 1 см, назначения, однократного использования (single use), наружного и внутреннего диаметров на корпусе самой трубки;
- интегрированная рентгенконтрастная полоса на протяжении всей длины изделия;
- атравматичный дистальный конец с центральным отверстием и боковым "глазком Murphy" со сглаженными атравматичными краями;
- наличие полупрозрачной манжеты низкого давления равномерной формы;
- пилотный баллон с антивозвратным клапаном;
- прозрачная линия пилотного баллона имеет дистальную защищенную часть, интегрированную в корпус трубки;
- стандартный съемный коннектор 15 мм с двумя боковыми крылышками с указанием внутреннего диаметра трубки на одном из них;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



тип трубки	размер/ch	внешний диаметр/мм	длина трубки/мм	каталог №
с манжетой	3	4	160	S5100C030
с манжетой	3,5	4,7	180	S5100C035
с манжетой	4	5,3	200	S5100C040
с манжетой	4,5	6	220	S5100C045
с манжетой	5,5	7,3	270	S5100C055
с манжетой	6	8	280	S5100C060
с манжетой	6,5	8,7	290	S5100C065
с манжетой	9,5	12,7	320	S5100C095
с манжетой	10	13,3	320	S5100C100
без манжеты	3	4	160	S5100U030
без манжеты	3,5	4,7	180	S5100U035

Упаковка: индивидуальная, блистерная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 10 / 100 шт.