



# Инфузионная терапия

**Катетеры венозные периферические** – медицинское устройство для длительного введения лекарственных веществ и растворов в периферические вены, взятия крови на анализ.

- катетер изготовлен из биосовместимого тефлона;
- две интегрированные рентгенконтрастные полоски;
- дополнительный порт для болюсных инъекций с защитной откидывающейся крышечкой;
- унифицированная цветовая кодировка размера крышки болюсного порта и корпуса катетера;
- стальной стилет с острой трехгранной заточкой, с полупрозрачным павильоном для быстрого обнаружения крови, дополнительная заглушка и упор для удобной фиксации пальцами;
- двое боковых разгибающихся крыльев с перфорациями для надежной фиксации на коже пациента;
- заглушка Луер–Лок;
- возможны варианты исполнения катетера без болюсного порта и фиксирующих крыльев;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



| размер/G | размер I.D./O.D./мм | цвет. кодировка | скорость потока мл/мин | каталог № |
|----------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 14       | 1,7 / 2,1*45        | оранжевый       | 305                    | S7500F114 |
| 16       | 1,3 / 1,7*45        | серый           | 200                    | S7500F116 |
| 17       | 1,1 / 1,5*45        | белый           | 142                    | S7500F117 |
| 18       | 0,9 / 1,3*45        | зеленый         | 95                     | S7500F118 |
| 20       | 0,8 / 1,1*32        | розовый         | 65                     | S7500F120 |
| 22       | 0,6 / 0,9*25        | синий           | 36                     | S7500F122 |
| 24       | 0,5 / 0,7*19        | желтый          | 23                     | S7500F124 |
| 26       | 0,45 / 0,62*19      | фиолетовый      | 17                     | S7500F126 |

Упаковка: индивидуальная, блистерная, стерильная  
Количество в упаковке / коробке – 50, 100 / 500, 1000 шт.