




Зонд для энтерального питания предназначен для энтерального введения питательных смесей и медикаментов непосредственно в желудок или тонкий кишечник в случаях невозможности кормления через рот.

- изготовлен из ПВХ
- интегрированная рентгенконтрастная линия на протяжении всей длины зонда;
- несмываемая маркировка глубины стояния зонда – на 20 см от дистального конца;
- маркировка размера изделия на корпусе;
- закрытый атравматичный дистальный конец катетера;
- два боковых отверстия с атравматичными краями расположены спиралеобразно на противоположных сторонах;
- порт с разъемом Луер (female) и прикрепленной крышкой, снижающей риск контаминации и предотвращающей обратный ток введенных веществ;
- цветовая кодировка порта для определения размера катетера;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер / ch	длина / см	внешний диаметр / мм	цвет. кодировка	кат. №
4	50	1,3	красный	S10150004
5	50	1,7	серый	S10150005
6	50	2	зеленый	S10150006
7	50	2,3	фиолетовый	S10150007
8	50	2,7	синий	S10150008
9	50	3	оранжевый	S10150009

Упаковка: индивидуальная, стерильная
Количество в упаковке / коробке – 100 / 1000 шт.