



**Зонд желудочный** предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, для аспирации желудочного содержимого и введения в полость желудка лекарственных веществ. Может быть использован для проведения энтерального питания.

- изготовлен из ПВХ;
- интегрированная рентгенконтрастная линия на протяжении всей длины зонда; несмываемая маркировка глубины стояния на 45, 55, 65 и 75 см (для открытого) и 40, 50, 60 см (для закрытого) от дистального конца зонда;
- маркировка размера изделия;
- открытый / закрытый атравматичный дистальный конец зонда;
- четыре / два дистальных боковых отверстия расположены по спирали, имеют атравматичные края;
- типовой конусовидный female-разъем с унифицированной цветовой маркировкой размера;
- для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена, срок годности – 5 лет.



размер/ch	внешний диаметр/мм	длина трубки/см	тип дистального конца	цвет. кодировка	каталог №
8	2,7	110	закрытый	синий	S9201G008
10	3,3	110	закрытый	черный	S9201G010
12	4	110	закрытый	белый	S9201G012
14	4,7	110	закрытый	зеленый	S9201G014
16	5,3	110	закрытый	оранжевый	S9201G016
18	6	110	закрытый	красный	S9201G018
20	6,7	110	закрытый	желтый	S9201G020
22	7,3	110	закрытый	фиолетовый	S9201G022
24	8	110	закрытый	голубой	S9201G024



**Артикул / No.: Размер / Size:**

160 0 08	Ch 08
160 0 10	Ch 10
160 0 12	Ch 12
160 0 14	Ch 14
160 0 16	Ch 16
160 0 18	Ch 18
160 0 20	Ch 20

**Зонд желудочный**  
материал ПВХ  
длина 85 см  
тип открытый  
4 дренажных отверстия  
маркировка на  
45, 55, 65, 75 см  
200 шт / уп

**Stomach tube**  
length 85 cm  
central opening  
4 eyes  
marked at  
45, 55, 65, 75  
200 pcs / pack

**Артикул / No.: Размер / Size:**

166 0 10	Ch 10
166 0 12	Ch 12
166 0 14	Ch 14
166 0 16	Ch 16
166 0 18	Ch 18

**Зонд желудочный**  
материал ПВХ  
длина 85 см  
тип цилиндрический  
2 дренажных отверстия  
маркировка на  
45, 55, 65, 75 см  
200 шт / уп

**Stomach tube**  
length 85 cm  
cylindrical  
2 eyes  
marked at  
45, 55, 65, 75 cm  
200 pcs / pack

**Артикул / No.: Размер / Size:**

162 0 14	Ch 14
162 0 16	Ch 16
162 0 18	Ch 18

**Зонд желудочный с проводником**  
материал ПВХ  
длина 100 см  
тип цилиндрический  
4 дренажных отверстия  
маркировка на  
45, 55, 65, 75 см  
50 шт / уп

**Stomach tube**  
with plastic mandrin  
length 100 cm  
cylindrical  
4 eyes  
marked at  
45, 55, 65, 75 cm  
50 pcs / pack

**Артикул / No.: Размер / Size:**

165 0 18	Ch 18
165 0 20	Ch 20
165 0 22	Ch 22
165 0 25	Ch 25
165 0 28	Ch 28
165 0 30	Ch 30
165 0 32	Ch 32
165 0 35	Ch 35

**Зонд желудочный**  
материал ПВХ  
длина 80 см  
тип цилиндрический  
2 дренажных отверстия  
не маркирован  
100 шт / уп

**Stomach tube**  
length 80 cm  
cylindrical  
2 eyes  
not marked  
100 pcs / pack