


ДЫХАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ BREATHING SYSTEMS

Гофрированные дыхательные контуры / VENTILATION CIRCUITS - CORRUGATED



	Код / CODE	A	B	C	D	E	F	G	H
взрослый ADULT Ø 22mm	483 301	1	1	-	4	4	-	-	2
	483 401	1	1	-	5	6	1	-	2
	483 501	1	1	-	5	6	1	1	2
педиатрический PEDIATRIC Ø 15mm	484 301	1	1	-	4	4	-	-	2
	484 401	1	1	-	5	6	1	-	2
	484 501	1	1	-	5	6	1	1	2

A: Угловой коннектор с лuer-портом / Luerlock-Elbow/Luerlock (22M/15F-15M)

B: Y-коннектор с портами / Y-Connector (22M/15F 22M)

D: 3-я линия длиной 80 см с коннекторами 22F/22F / Limb (Ø 22mm, Ø 15mm)

E: 22M-22F коннекторы на линии вдоха и выдоха / Straight Connector (22F 22M)

F: 22M-22M/15F коннекторы на линии вдоха и выдоха / Straight Connector (22M-22M/15F)

G: Дыхательный мешок (22F) (0.5L, 1L, 2L, 3L)

H: Влагосборник / Water Trap (22M)

- Для одноразового использования

- Продукция имеет индивидуальную упаковку (по заказу возможна комплектация нескольких товаров в единую упаковку).

* Код продукта, заканчивающийся на "S", означает, что продукция стерильна