

# Актуальное предложение на аспирационные фильтр-канюли RoweMed®

Система для инфузионных растворов RoweSpike II с фильтром 0.1 мкм

**Цена: 52 руб/шт.**

**\*от 300 шт. (1 упаковка)**

Устройство инфузионное для приготовления и многократного последующего отбора растворов и медикаментов с гидрофобным антибактериальным воздушным фильтром (кодировка-зеленый)

- 0,1 мкм PTFE – мембрана, с площадью поверхности 0,36 см<sup>2</sup>
- Гидрофобный воздушный антибактериальный фильтр.
- Коннектор для подключения.
- Наличие защелкивающейся крышки, минимизирующей бактериальное загрязнение раствора.
- Специальная короткая прокалывающая часть устройства из АВС.
- Дополнительный воздушный канал позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка.
- Наличие защитного колпачка.
- Устойчивость к спиртам и жирам, без латекса, ПВХ и DEPH.

