

M.SCHILLING

M E D I C A L P R O D U C T S R U S




Актуальные спецпредложения

РАСПРОДАЖА ПО СУПЕРЦЕНАМ ИЗ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ !

уточните подробности у менеджера

- Эндотрахеальная трубка, размер D/мм 6.0 - 8.5



- Применяется для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика путем назальной или оральной интубации трахеи или бронхов.

- с манжетой / без манжеты

- Эндобронхиальная трубка, размер Fr 35, 37



- Показаны для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей, подачи кислородно-воздушной смеси или ингаляционного анестетика путем оральной интубации трахеи и бронхов. В том числе при необходимости проведения раздельной вентиляции легких.

- с 2 трубками соединяющими и У-образным коннектором

● **Маска кислородная, ПВХ, 2 м, детская**



- Представляет собой устройство для размещения на нос и рот пациента для подачи смеси воздуха и кислорода (O₂) в дыхательные пути.
- Применяется для проведения неинвазивной оксигенации легких.

● **Канюля назальная кислородная ПВХ, детская**



- Применяется для длительной и кратковременной оксигенации легких.

