

*M.SCHILLING*

*M E D I C A L P R O D U C T S R U S*



*Актуальные спецпредложения*

Рекомендуется для проведения безопасной инфузионной терапии

**Аспирационные фильтр-канюли RoweSpike II**  
для приготовления инфузионных растворов и  
многократного отбора медикаментов

**Работаем с ЛПУ и гос.закупками.**  
**Обратитесь к нашим менеджерам для получения выгодного КП!**

• Зеленый



- 0,1  $\mu\text{m}$  PTFE – мембрана, с площадью поверхности 0,36  $\text{cm}^2$ ;
- 5  $\mu\text{m}$  фильтр против растворимых частиц;
- Гидрофобный воздушный антибактериальный фильтр;
- Коннектор для подключения;
- Наличие защелкивающейся крышки, устраняющей бактериальное загрязнение раствора;
- Специальная короткая прокалывающая часть устройства (игла) из АВС;
- Дополнительный воздушный канал позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка;
- Наличие защитного колпачка;
- Устойчивость к спиртам и жирам, без латекса, ПВХ и DEPH;

**Канюля назальная кислородная детская,  
торговой марки Plasti-Med.**

Применяется для длительной и кратковременной оксигенации легких.

**Работаем с ЛПУ и гос.закупками.  
Обратитесь к нашим менеджерам для получения выгодного КП!**



- Канюля назальная кислородная, детская;
- Изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ;
- Магистраль устойчива к перегибам, изломам и сдавлению, на дистальном конце коннектор типа Female для соединения с разъемами подачи кислорода;
- Форсунки мягкие атравматичные термопластичные;
- Наличие подвижного регулятора в виде кольца для фиксации системы на голове пациента;

